

COVID-19

RECUPERACIÓN, DESINFECCIÓN DE UN PRODUCTO SANITARIO

EPI

La epidemia de COVID-19 ha entrado en una nueva fase en el territorio nacional. El paso al estadio 3, anunciado el 14 de marzo de 2020, corresponde a la propagación en todo el territorio del SARS-CoV-2 y a la derivación de las personas con síntomas leves, inicialmente atendidas en hospitales, a los médicos de cabecera.

La Société Française d'Hygiène Hospitalière ha emitido varias recomendaciones dirigidas a prevenir la transmisión cruzada y el riesgo epidémico, mediante la toma de precauciones adicionales en lo que se refiere al riesgo por "aire" y "contacto".

Entrega – Recuperación

Para garantizar su propia protección, así como la de los pacientes, el personal que se desplace al domicilio de los pacientes deberá contar con el siguiente equipamiento:

- Guantes no estériles de UU¹,
- Una mascarilla de protección respiratoria tipo FFP2²,
- Una bata de UU.

También se recomienda lavarse las manos antes y después de usar los guantes.
(véase ficha 021 del referencial WinnCare Services).

En caso de recibir un producto sanitario a domicilio, se aplicarán las siguientes recomendaciones:

- Equipar al personal (*en particular, para la recogida de colchones y otros textiles*) con una bata de UU, guantes no estériles de UU, gafas de protección y una máscara de protección respiratoria de tipo FFP2.
- Cumplir las siguientes pautas en la recogida de colchones:
 - No sacudir la ropa de cama.
 - Deshinchar el colchón con una bomba rápida para limitar al máximo las manipulaciones. Dirija la salida de aire de la bomba rápida hacia afuera (*abriendo la ventana del dormitorio*) para limitar la contaminación del aire de la habitación.
 - Aplique un desinfectante de superficie de acuerdo con la norma EN 14476 + A1 sobre el colchón y el compresor.
 - Enrollar el colchón y guardarlo en su bolsa de transporte.
 - Almacene el dispositivo completo durante 24 horas antes de aplicar el proceso de limpieza y desinfección a todas las partes del producto.

¹ Uso único.

² La política de distribución de las máscaras a los profesionales sanitarios autónomos se realiza a través de las farmacias

Limpieza – Desinfección

Colchón:

- Introducir la envoltura externa del colchón (*funda superior + base*), así como la bolsa de transporte en la lavadora.
- Lavar a 60 grados durante 30 minutos mínimo.
- Desinfectar las demás superficies del colchón (*válvula CPR, conector, celdas, compresor ...*) aplicando uno de los siguientes procedimientos:
 - Lejía diluida al 0,5% de cloro activo (*1 litro de lejía al 2,6% + 4 l de agua fría*). Véase ficha 036 del referencial Winncare Services
 - Sistema de vapor tipo Sanivap®; véase ficha 035 del referencial Winncare Services,
 - Biolimpieza seguida de una desinfección de superficie con un producto desinfectante validado por la norma EN 14476+A1³ (*acción virucida*).

Camas, grúas:

- Desinfectar todas las superficies del dispositivo (*mando, barandillas, somier, paneles, estructura...*) aplicando uno de los siguientes procedimientos:
 - Lejía diluida al 0,5% de cloro activo (*1 litro de lejía al 2,6% + 4 l de agua fría*). Véase ficha 036 del referencial Winncare Services
 - Sistema de vapor tipo Sanivap®; véase ficha 035 del referencial Winncare Services,
 - Biolimpieza seguida de una desinfección de superficie con un producto desinfectante validado por la norma EN 14476+A1⁴ (*acción virucida*).
- Las eslingas de las grúas deben lavarse en la lavadora a 60 grados durante 30 minutos mínimo.

Los EPI⁵ se depositarán tras su uso en una bolsa estanca, que será eliminada por una empresa especializada sin manipulación.

Estas recomendaciones se han elaborado a partir de los conocimientos disponibles a fecha de 20 marzo de 2020. Pueden sufrir cambios según se avance en el conocimiento de este nuevo virus.

³ Antisépticos y desinfectantes químicos. Virucida en condiciones de limpieza.

⁴ Antisépticos y desinfectantes químicos. Virucida en condiciones de limpieza.

⁵ Equipos de protección individual