

Mobile Flex

2-pælssystem

Højde- og breddejusterbar 2-pælssystem

Primær anvendelse

Hjemmeplejen
Plejehjem
Institutioner

Mobile Flex er for brugere, der har brug for en midlertidig løsning i forflytningssituationer.

Mobile Flex kan let og enkelt installeres, bruges og fjernes igen.

Mobile Flex justeres i højden og bredden uden brug af værktøj.

Kombineret med Luna loftlift er Mobile Flex et fleksibelt og funktionelt system der egner sig til f.eks. hjemmeplejen og institutioner.

Vigtigste funktioner

Vægtkapacitet 275kg
Fås i to forskellige bredder
Let at samle og justere
Højde- og breddejusterbar
Monteret med hjul
Bajonetskørevogn inkl. som standard





Let at justere i bredden uden værktøj

Version	HMI-nummer	Varenummer
Mobile Flex / 3000 traverse	78049	016-01147
Mobile Flex / 4000 traverse	78050	016-01148
Tilbehør		
Multikobling		015-01999



Nem højdejustering.
Simpel quick guide er placeret over håndtaget.





To sæt hjul med bremses. Træd blot på pedalen for at bremse hjulet.



Luna loftlift monteret på Mobile Flex

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

	Mobile Flex / 3000	Mobile Flex / 4000
Max. belastning	275 kg	275 kg
a	1775 mm	1775 mm
b	3160 mm	4160 mm
c	2160 mm	3160 mm
d	120 mm	120 mm
e	1150 mm	1150 mm
f	1890 mm	1890 mm
g	2540 mm	2540 mm
h	1345-1995 mm	1345-1995 mm



Se den tekniske manual for yderligere specifikationer. Alle tal og mål er kun vejledende og kan være forskellige i forskellige situationer. WinnCare forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne.

Produktfotos indeholder muligvis tilbehør. Tal med din konsulent.



date 04.09.2017 - ver 8

WinnCare Nordic ApS
Tårnborgevej 12C
4220 Korsør
Danmark
tel. +45 70 27 37 20
e-mail: info@winnCare.dk

www.winnCare.dk

WINNCARE
N o r d i c