

BETT ALDRYS'EVOLUTION II



DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN ANSPRÜCHEN DER EUROPÄISCHEN RICHTLINIE 93/42/EU. ES WURDE GEMÄSS DEN GELTENDEN NORMEN ENTWICKELT UND HERGESTELLT CEI60601-2-52.

- **Unschlagbare Höhenverstellung:** 22 bis 78 cm.
Sicher für den Patienten, komfortabel für das Pflegepersonal.
- **Optimierter Durchgang unter dem Bett.**
- **Robust:** Material und Motorisierung LINAK, 5 Jahre Garantie.
- **Ästhetik und Komfort:** farbige, gepolsterte Kopf- und Fußteile um den Patienten ein visuelles Merkzeichen und bei einem Aufprall eine zusätzliche Sicherheit zu bieten.



SCHRITT NR. 1: Wählen Sie die Basis des Bettes gemäß der einstellbaren Höhe



SCHRITT NR. 2: Wählen Sie die Konfiguration des Bettes


DER OBERKÖRPERAUFRICHTER: Es stehen mehrere Versionen von Oberkörperaufrichtern zur Auswahl



Elektrischer Oberkörperaufrichter



Oberkörperaufrichter mit Übertragung. Verhindert das Rutschen nach vorne.



Oberkörperaufrichter mit Notfallschaltung am Kopfende und von beiden Seiten des Bettes zugänglich.

DER BEINAUFRICHTER: Es stehen mehrere Versionen von Beinaufrichtern zur Auswahl



Manueller Beinaufrichter mit Zahnstange.



Elektrischer Beinaufrichter



Elektrischer Beinaufrichter mit Abwinkeln



DIE BREMSE



Räder Ø 75 mm.

Unabhängige Bremsung auf jedem Rad des Bettes



Zentralisierte Bremsung

Die Einheitspedale befindet sich am Fußende in der Mitte. Räder Ø 100 mm.



DIE LIEGEFLÄCHE: Die Liegefläche besteht aus Latten. Sie können wählen zwischen:



Breite verschweißte Metalllatten. Sie sind für eine leichte Reinigung ausgelegt.



Breite, abnehmbare Latten aus Acrylharz M2. Sie wurden für mehr Hygiene und Komfort entwickelt und garantieren einen absoluten Korrosionsschutz.

ZUBEHÖR



Potenzialausgleichsstecker.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN	GEWICHT OHNE KOPF- UND FUßTEIL	Oberkörperaufrichter	BEINAUFRICHTER	NORMALE NUTZLAST	RÄDER	NORMEN	DICHTIGKEIT
ALDRYS' ENTWICKLUNG II 2 elektrische Funktionen	90 x 200 cm teilbarer Bettrast	82 kg	70°	12° Zahnstangen	170 kg Matratze 20 kg Patient 135 kg Zubehör 15 kg	Ø 75 mm mit Bremsen ohne Fadenschutz	CEI 60601-2-52	Motorisierung, und Gehäuse. LINAK IP66 Fernbedienung LINAK IP54
		87 kg		Kniebeuge 26° (Oberschenkel) und 16° Einstellung der Füße per Zahnstangen				
		87 kg						
Zubehör	Epoxyd-Winkelaufrichter (siehe Zubehörblatt) Zusammenklappbare Aldrys Epoxyd-Gitter(siehe Zubehörblatt) ABELIA Kopf- und Fußteil (siehe Plattenblätter und Farbkarten)							

- 2 Zubehörtäger (auf den langen Bahnen).
- 2 Infusionsständer (am Kopf des Bettes).
- 2 Aufrichtervorrichtungen (am Kopf des Bettes).

5 Jahre *Garantie auf Mechanik, Elektrik und Fernbedienung
1 Jahr *Garantie auf Kopf- und Fußteil und Zubehör
* Unter normalen Nutzungsbedingungen, Verschleißteile ausgenommen- siehe Nutzungsanweisungen

MÉDICATLANTIC Groupe Winnicare - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - Frankreich
Tel.: +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax: +33 (0)2 51 98 59 07 - E-Mail : info@medicatlantic.com

www.winnicare.fr

In dem Bestreben der permanenten Verbesserung seiner Produkte behält ASKLÉ sich das Recht vor, die technischen Merkmale ohne Vorankündigung zu ändern - Fotos nicht verbindlich.