



ALDRYS CONFORT 100

Le lit ALDRYS a pour but de préserver l'**autonomie résiduelle** des personnes âgées **ayant une fragilité cognitive**.

Son sommier d'une largeur de 100 cm **augmente l'espace de confort de l'utilisateur et favorise ses mouvements**.

 ≤ 135kg



24 à 80 cm



Jusqu'à 70°



PRINCIPE
BREVETÉ
N°FR2966708

MONTAGE / DÉMONTAGE
ERGONOMIQUE
DU SOMMIER



Mécanique, électrique
et télécommande



Panneaux
et accessoires

Recommandation HAS

Pour limiter le risque de chute et les risques de contention physique de la personne âgée, la HAS propose l'alternative "Lit bas recommandé (moins de 45 cm de hauteur)".

HAS. Évaluation des pratiques professionnelles dans les établissements de santé. Octobre 2000. p. 23.

Photos non contractuelles



LES + PRODUIT

Largeur 100cm : Une literie plus large contribue à un sommeil de qualité¹

Selon une enquête de l'Institut du Sommeil et de la Vigilance « une personne sur trois souffre de troubles du sommeil et principalement d'insomnie² ». Les hausses de taille et de poids des français plaignent également pour une literie plus adaptée à la morphologie. La literie peut influencer le sommeil par une sensation d'inconfort physique ou psychologique. Une étude observationnelle réalisée en 2012 évaluant le sommeil des couples montre que la literie améliore la qualité du sommeil et que la taille de la literie améliore la qualité du sommeil profond qui est le plus réparateur³.

¹ Source : Rapport sur le thème du sommeil. Ministère de la santé et des solidarités. Décembre 2006. p.7.

² Enquête « sommeil et rythme de vie », réalisée par INSW/BVA Healthcare du 12 au 16 janvier 2009.

³ Étude observationnelle réalisée sur un échantillon de 10 couples à domicile – hommes et femmes entre 20 et 60 ans sans pathologie du sommeil – alités sur leur literie de dimensions 140x190 cm (comparateur) puis 160x200.

Les barrières de lit doivent être fournies si la prescription le précise.



COMPATIBILITÉ

Compatibilité avec une majorité de lève-personnes et de tables roulantes au lit.



BOITIER DE CONTRÔLE CA40

La technologie SMPS (transformation électronique de la tension) permet de réduire les nuisances sonores et vibratoires.



FREINAGE CENTRALISÉ **BREVETÉ**

Permet une sécurité de la mise en œuvre du freinage. Une seule pédale en pied de lit. Freine les 4 roues.

OPTIONS



Désignation	ALDRYS CONFORT	
Sommier	100 x 200 cm	
Hauteur variable	24 cm à 80 cm	
Relève-jambes	Version C : inclinaison de 26° maximum par crémaillère Version P : plicature des genoux 26° (cuisses) et 16° réglage des pieds par crémaillères Version H : plicature électrique avec appui-mollets à l'horizontale	
Capacité levage	Charge de fonctionnement en sécurité : 170 kg Poids patient maximum 135 Kg / Accessoires 15 Kg / Matelas 20 Kg	
Roues	Ø 100 mm	
Motorisation	LINAK IP 66	
Poids dispositif	Version C	80,9kg
	Version P/H	85,5kg