

CARRO DE LAVADO

ALTURA VARIABLE
HIDRÁULICO



- **El carro de lavado** (hidráulico) se usa para las transferencia de la cama a la ducha. La persona es transferida en el carro de manera fácil y confortable.
- **La altura variable** de 52 a 88 cm permite al personal que está al cuidado de los pacientes, trabajar en una posición ideal, evitando el riesgo de lumbalgias.
- **Las barandillas laterales** de protección, de 20 cm de altura, garantizan la seguridad del paciente.
- **Para pacientes** de hasta 155 kg.



Estructura en acero acabado epoxi antirorrosión.

Confort:

- Colchoneta de poliéster de PVC, color verde caribe, guateado, de 2 cm de espesor, fijado en una plataforma compacta, hidrófuga.
- Cojín cilíndrico: altura 9,90 cm, longitud 49,7 cm y anchura 20,2 cm.

Práctico:

- Plano de camilla ligeramente inclinado para una correcta evacuación del agua.
- Altura variable hidráulica accionable a través de un pedal bilateral.
- Barra de empuje en cabeza y pies.
- Cesta porta ropa temoconformada, en cabezal del carro.
- Barandillas perfiladas abatibles acabado epoxi.
- Desagüe de evacuación obturable.
- Manguera de evacuación con clip de sujeción en el lateral del plano de la camilla.
- Manguera de evacuación de 185 cm de largo y 4 cm de diámetro.

Seguridad:

- Capó de protección de la base en ABS
- Freno centralizado (opcional) de las 4 ruedas, una de ellas direccional.
- Altura sobre el suelo de 13 cm (15 cm, con freno centralizado).



Cesta porta ropa de serie.



Desagüe de evacuación fácil de usar. Plano inclinado a 2°.



Fácil transferencia del paciente gracias a la posición baja de 52cm. Acercando el carro a la cama, la transferencia puede realizarla una sola persona.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	REF.	DIMENSIONES	PESO	CARGA NORMAL DE USO	RUEDAS
CARRO DE LAVADO	C4300	74x198 cm	85 Kg	170 Kg Paciente: 155 Kg Accesorios: 15 Kg	Ø 100 mm con freno independiente Ø 125 mm con freno centralizado (opcional)
BARANDILLAS		140x20 cm			

Garantía de 2 años*

* En condiciones normales de utilización, ver el manual de uso.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.