

DISPOSITIVOS DE AYUDA TÉCNICA

GEL, ZYPREX Y VISCOELÁSTICO




- **Eficacia:** reducción y/o descarga de las zonas anatómicas en función del nivel de riesgo y de las localizaciones anatómicas.
- **Seguridad:** protección opcional en función de las necesidades.
- **Ergonomía:** adaptabilidad a las diferentes morfologías y entornos.



C.I.D.
Total Protection Ag+
Control de Infecciones Cruzadas



TALONERA ELEVADORA DE PIE



- Descarga total del talón.
- Alineamiento ortopédico del miembro inferior.
- Sujeción lateral y en flexión plantar del pie (100°) para la prevención del equinismo del pie.
- Inclinación moderada de la pierna para favorecer la circulación sanguínea.




Protección en Promust CIC con base antideslizante

MINI TALONERA MONOPACIENTE



- Descarga total del talón.
- Ergonómica (fácil de usar).
- Pequeño volumen.
- Uso por "único paciente"

TALONERA GELSCAR



- Disminución de la presión aplicada al talón.
- Reducción de los riesgos de cizallamiento de la piel.
- Limitación de los riesgos de calentamiento de la piel provocados por fricción.


TALONERAS ESTABILIZADORAS

- Espuma viscoelástica.
- Suministrado con funda.
- Ligero y de pequeño volumen.
- Uso monopaciente o multipaciente.



TALONERA ANCHA

- Permite la descarga de la zona del talón, respetando el eje fisiológico del miembro inferior.




TALONERA FONDO DE CAMA



- Permite la descarga de la zona del talón, respetando el eje fisiológico del miembro inferior.

COJÍN EN CUÑA PARA DECÚBITO

- Para un posicionamiento duradero en decúbito lateral a 30° de inclinación.



Descripción	Referencia	Longitud segmento de la pierna (cm)	Materiales	Protección	USO
Talonería elevadora de pie	VTAC410/CIC	41	ALOVA	Funda CIC	Reutilizable
	VTAC450/CIC	45			
Descarga talonera estabilizadora	VDT41A/CIC	41			
	VDT45A/CIC	45			
Talonera ancha	VTLA/HIPH	45		Promust PU HD	
Talonera de fondo de cama	VTLAXL/HIPH	45			
Mini talonera	VTM/54	19	ZYPREX	Sin protección	Único
Talonera Gelscar	VGLS13U	Localización talón	GEL FLUIDO	--	
Cojín en cuña para decúbito	VCDA/50	--	ALOVA	Promust PU HD	Reutilizable

2 años de garantía

MANTENIMIENTO / DESINFECCIÓN: DISPOSITIVO TOTAL PROTECCIÓN AG+

- 100% PromustCIC : 58% poliéster- 35% polyuethanopolycarbonat@8% otros



WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.