

Luna håndbetjening og lader

Stikket på håndbetjeningen ved tilslutning i Luna loftlift er forbedret. Stikket er IPx7 tæt, holdbart, stabilt og sikkert.

- Luna håndbetjening er ergonomisk i design og har exceptionelle funktioner.
- Lader til Luna håndbetjening kan monteres på alle typer væg. Dette sikrer en permanent og stabil ladestation.
- Lader, som benyttes til Luna, kan monteres på flere af Ergolets produkter, som fx Luna bord, Mobile Flex 2- eller 4-pælssystem.

Permanent og stabil opladning

Skann QR og se bl. a. Luna video, produktblad, quickguide eller brugermanualen.



 ergolet®

Håndbetjening modeller

- Håndbetjeningen fås nu i 2 tæthedsklasse - **IPx4 og IPx7**. IPx4 tåler overbrusning. IPx7 tåler nedsænkning i vand, som f.eks. at blive tabt ned i et fyldt badekar eller lign.
- Håndbetjening med IPx4 giver mulighed for at vælge om man vil have ledningen i **top eller bund**. Håndbetjening IPx7 er fast monteret med ledning i bund.



Model (klasse): IPx4
Ledning: I BUND

Ledningslængde: 1320mm (varenr. 015-03101)
Ledningslængde: 1620mm (varenr. 015-03102)
Ledningslængde: 1900mm (varenr. 015-03103)

Tåler: Overbrusning

Model (klasse): IPx7
Ledning: I BUND

Ledningslængde: 1320mm (015-03109)

Tåler: Nedsænkning i vand

Model (klasse): IPx4, 2 kanaler
Ledning: I BUND

Ledningslængde: 1320mm (varenr. 015-03106)
Ledningslængde: 1620mm (varenr. 015-03107)
Ledningslængde: 1900mm (varenr. 015-03108)

Tåler: Overbrusning

Model (klasse): IPx4
Ledning: I TOP

Ledningslængde: 1320mm (varenr. 015-03105)

Tåler: Overbrusning

Model (klasse): IPx4, 2 kanaler
Ledning: I TOP

Ledningslængde: 1320mm (varenr. 015-03110)
Ledningslængde: 1620mm (varenr. 015-03111)
Ledningslængde: 1900mm (varenr. 015-03112)

Tåler: Overbrusning



2 kanaler:
ekstra knapper, til
ekstra udstyr som
Ergo Trainer eller
el-åg

Alle tæthedsklasse test
er udført af TÜV.



MDD93/42/EEC
Class I