



MATRATZE AUS VISKOELASTISCHEM SCHAUM ALOVA™ **DUO** und **XL** Monobloc Multiportance



ALOVA™, AUS EINEM BLOCK, ABGEFORMTER SCHAUM, ZAHLREICHE ABMESSUNGEN

- **Leistung:** Absenken der Druckwerte durch an jede Zone des Körpers angepasster Tragfähigkeit.
- **Erhältlich in 2 Versionen:**
 - **Alova Duo:** der Komfort zu zweit,
 - **Alova XL:** der Komfort für nur einen Patienten in einem breiten Bett bis zu 150 kg,
- **Komfort:** eine weiche Oberfläche, damit der Körper sich in das Material schmiegt. Langsame Begleitung der Bewegungen des Körpers.





MATRATZEN DUO

- Matratzen ALOVA™ 7+7 aus einem Block, Breiten 2 x 70 oder 2 x 80 cm angepasst an die individuellen Liegeebenen für jedes zuhause bettlägerige Paar.

BEZEICHNUNG	REFERENZ	ABMESSUNGEN (cm)	MAXIMALES PATIENTENGEWICHT	BRANDSCHUTZ-NORMEN
ALOVA DUO in 70 cm für ein Krankenhausbett in 140 cm mit doppeltem Bettrost, Integralbezug aus Promust PU HD*	VMA70	196 x 70 x 14	30 bis 135 kg	EN 597-1 und 2 GPEM DI 90 Klasse D
ALOVA DUO in 80 cm für ein Krankenhausbett in 160 cm mit doppeltem Bettrost, Integralbezug aus Promust PU HD*	VMA80	196 x 79 x 14		


Garantie 3 Jahre

Pflege: Promust PU HD



MATRATZEN XL

- Matratzen ALOVA 7 + 10 aus einem Block für den Rost von Krankenhausbetten "Große Breite" in 120 cm und 140 cm für Einzelpersonen. Basis aus Schaumstoff mit hoher Federkraft



BEZEICHNUNG	REFERENZ	ABMESSUNGEN (cm)	MAXIMALES PATIENTENGEWICHT	BRANDSCHUTZ-NORMEN
ALOVA XL 120 cm, Integralbezug aus Promust PU*	VMA120XL	195 x 119 x 17 cm	30 bis 150 kg	EN 597-1 und 2 GPEM DI 90 Klasse D
ALOVA XL 140 cm, Integralbezug aus Promust PU*	VMA140XL	198 x 137 x 17 cm		

Garantie 3 Jahre

Pflege: Promust PU



ASKLÉ SANTÉ Groupe WinnCare – 200 rue Charles Tellier – ZI de Grézan – 30034 Nîmes Cedex 1 Frankreich
Tel.: +33 (0)4 66 02 15 15 – Fax : +33 (0)4 66 02 15 28 – E-Mail : contact@askle.com

www.winnicare.fr

In dem Bestreben der permanenten Verbesserung seiner Produkte
ASKLÉ SANTÉ behält sich das Recht vor, die technischen Merkmale ohne Vorankündigung zu ändern - Fotos nicht verbindlich