



# GUIDE AU CHOIX DES LITS

## POUR PATIENT EN PERTE D'AUTONOMIE TRANSITOIRE OU DÉFINITIVE

FABRICATION FRANÇAISE



X'PRESS



X'PRESS LOW



X'PRESS XXL



XPRIM



IDUO DIVISYS



XXL DIVISYS



ALDRYS



ALDRYS CONFORT 100



AERYS



AERYS CONFORT 100



AERYS XXL 120



MEDICALYS



KALIN

### Lits de Maintien à Domicile

### Lits médicalisés pour couple

### Lits médicalisés bariatrique

### Lits médicalisés pour Collectivités

### Lit Hospitalier

### Lit médicalisé pour enfant

ENVIRONNEMENT D'APPLICATION (voir description des environnements p. 55)	1 & 2	Lits de Maintien à Domicile				Lits médicalisés pour couple		Lits médicalisés pour Collectivités			Lit Hospitalier	Lit médicalisé pour enfant			
	Soins intensifs ou de courte durée à hôpital	Urgences	Urgences	Urgences, SSR/CRRF, MCO	SSR / CRRF	-	SSR/CRRF, MCO	SSR	SSR	-	SSR / CRRF	SSR / CRRF	Dialyse, SSR/CRRF, MCO	MCO	
	3 Soins de longue durée en établissement spécialisé	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
	4 Soins dispensés à domicile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
	5 Soins externes (ambulatoires)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Fonctions Proclive / Déclive	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	
Personnes présentant un risque de chute	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	
Grande largeur / Bariatrique	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	
Poids Patient (Kg)	135	135	135	270	135	270	135	135	135	185	185	270	165	70	
CFS (kg)	170	170	170	315	170	315	170	170	170	220	220	315	230	115	
Largeur du sommier (cm)	90	90	90	120 ou 140	90	140 ou 160	90	90	100	90	100	120	90	80	
Longueur du sommier (cm)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	170	
Amplitude de hauteur variable (cm)	34 - 84	24 - 80	35 - 81	34 - 84	34 - 74	35 - 81	24 - 80	24 - 80	24 - 80	25 - 80	25 - 80	24 - 72	39,5 - 89	30 - 76	
Code location LPPR si éligible <sup>(2)</sup>	1241763	1241763	1249523	1241763	-	1249523	1241763	1241763	1241763	-	-	-	-	1283879	
Code achat LPPR si éligible <sup>(2)</sup>	6231746	6231746	6231746	6231746	6231746	6231746	-	-	-	6231746 sous conditions	-	6231746 sous conditions	-	6231746	

(1) Éligible au remboursement LPPR (art. L165-1 du code de la sécurité sociale), sans fonction Proclive-déclive sauf avis du médecin conseil de la caisse d'assurance maladie.

(2) Éligible au remboursement LPPR (art. L165-1 du code de la sécurité sociale) à la location ou à l'achat selon les indications fixées.

Tous nos lits sont conformes aux exigences de la norme NF EN 60601-2-52 édition 1

