

GRÚA **PALLAS 175**

CONFORME A LA NORMA EN ISO 10535: 2007 APLICABLE A LAS GRÚAS PARA LA TRANSFERENCIA DE PERSONAS

- Diseño único y elegante con tubos redondeados.
- Sistema patentado de sujeción de arneses simple y seguro en la percha.
- Equipo LINAK.



LO MÁS DESTACADO

SEGURA

- Peso máximo del paciente: 175kg.
- Cierre de percha patentado
- Equipo LINAK.

PRÁCTICA

- Parada de emergencia.
- Bajada mecánica de emergencia.
- Fácil de desmontar en partes.
- Peso: 47kg.

CÓMODA

- Posición de los brazos ajustable.
- Fácil maniobrabilidad.
- Empuñaduras opcionales.
- Soporte de rodilla ajustable en ángulo, profundidad y altura.



Sistema de ganchos en la percha patentado, para transferencias más seguras
No. EP 1444791 B1



Soporte para rodillas ajustable en ángulo, profundidad y altura.





Brazos ajustables

ARNESES COMPATIBLES



- Bipedestador
- Bipedestador 2 cinturones



DIMENSIONES

Descripción	Referencia	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	PESO MÁX. PACIENTE kg	Ø RUEDAS DELANTERAS cm	Ø RUEDAS TRASERAS CON FRENO cm	NORMA	PESO KG
PALLAS 175	011-01516	72	161	95	60	82	13	175	75	10	ISO 10535	47

Garantía de 2 años*

- 1 año para las baterías*

* En condiciones normales de utilización, ver el manual de uso.

LINAK
WE IMPROVE YOUR LIFE