



GRUA HOP E150

GRUA MANOBRAVEL PEQUENA E SEGURA



EXPERIÊNCIA DE PRODUTO

SOLUÇÕES TERAPÊUTICAS

EXPERIÊNCIA DE SERVIÇO

PREOCUPAMO-NOS COM AS PESSOAS
COM PERDA DE AUTONOMIA E DOS
SEUS CUIDADORES

WIN  CARE

PORQUÊ ESCOLHER A GRUA DE TRANSFERÊNCIA HOP E150?

Até 6 anos de garantia

Sistema de descida de emergência eléctrica



O seu braço permite que uma pessoa seja levantada desde o chão.

Abertura manual das pernas com a ajuda de um sistema de pedal

Fácil de desmontar em 2 partes
Fácil de transportar e armazenar

GRUA COM MEDIDAS ADAPTADAS
PARA PEQUENAS CASAS

DIMENSÕES




GRUA HOP E-150	
REFERÊNCIA	102102044
A	39 cm
B	157 cm
C	101 cm
D	56 cm
E	76 cm
F	11 cm
PESO MÁXIMO DO PACIENTE	150 Kgs
Ø WHEELS RODAS FRONTAIS DUPLAS	7,5 cm
Ø WHEELS RODAS TRASEIRAS TRAVADAS	7,5 cm
PADRÃO	REG. EU. 2017/745
MOTOR	Linak IP54
PESO	29'5 kg
INTERVALO DE ELEVAÇÃO	39-157
MATERIAL	AÇO-EPOXY
BATERIAS	FIXAS

- Adequado para a transferência de pessoas com deficiências ou pessoas com capacidades motoras limitadas.
- Segurança para o utilizador, bem como para o prestador de cuidados.

GRUA MANOBRAVÉL PEQUENA E SEGURA!




- Barra de suporte almofada e segura graças ao sistema anti-pull-out.



- Abertura manual das pernas com a ajuda de um sistema de pedal.
- Manobrável graças a rodízios duplos.



- Caixa de controlo com paragem de emergência e LED de carregamento integrado.
- Botão de paragem de emergência.
- Bateria 1 ano de garantia.



Fácil de desmontar em 2 partes



EXPERIÊNCIA DE PRODUTO

SOLUÇÕES TERAPÊUTICAS

EXPERIÊNCIA DE SERVIÇO

WIN CARE





WIN  CARE



WinnCare Spain

Polígono Industrial Masía del Juez (Torrent)

Valencia-España

Tlf: +34 961.565.521

E-mail: ventas@winncare.es

Web: winncare.com

Blog: wearewinncare.com



@winncarespain