



RehOtec®

INDICATIONS

Patients dépendants, amputés, patients opérés de la hanche, patients avec difficulté pour s'asseoir et/ou se relever.

≤ 180 kg




Ergonomie et Sécurité

- ▶ **Limiter le risque de chute** pour le patient en réduisant la flexion des jambes et donc l'accessibilité aux toilettes.
- ▶ **Large gamme pour s'adapter à tous les besoins** (4 hauteurs 7, 10, 13, 15 cm) et tous les WC très simplement (2 molettes de fixation).
- ▶ **Forme ergonomique** avec pente pour faciliter le positionnement, large dégagement pour faciliter l'hygiène des parties intimes.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ Disponible avec ou sans COUVERCLE
- ▶ Dimensions (l x P) : 38 x 42 cm
- ▶ Hauteurs de surélévation : 7 / 10 / 13 / 15 cm
- ▶ Composition 100% polypropylène, très simple à nettoyer (Lavage autoclave)
- ▶ Aucun outil nécessaire pour l'installation, avec 2 molettes à préhension facile et ergonomiques pour faciliter le réglage.
- ▶ Forme ergonomique et unique, avec une pente d'assise de 3° pour respecter l'angulation du bassin associée à un profil supérieur incurvé qui assure une position confortable et sécurisée.

Large gamme de 7 à 15 cm 100 % PP



HAUTEUR DE SURÉLEVATION	RÉFÉRENCES		DIMENSIONS(l x P)
	AVEC COUVERCLE	SANS COUVERCLE	
7 cm	9.7207C	9.7207	38 x 42 cm
10 cm	9.7210C	9.7210	
13 cm	9.7213C	9.7213	
15 cm	9.7215C	9.7215	