

**ergo**  
slings

Funktionalitet tilpasset dine behov



**WINN**CARE  
N o r d i c

Mange typer og størrelser / Nyhed: Engangssejl

WinnCare Nordic ApS / Tlf. +45 7027 3720 / info@winnCare.dk / www.winnCare.dk




# Indholdsfortegnelse

---

- 4-5** Sejloplysninger
- 6-9** Universal **Basic** (4 modeller)
- 10-11** Universal **Hammock** (2 modeller)
- 12-13** Universal **Amputee** (2 modeller)
- 14-15** Universal **Comfort** (4 modeller)
- 16** Engangssejl
- 17** Toilet
- 17** Low Back
- 17** Bensejl
- 18** Gåselesejl
- 19** Standing sejl
- 19** Standing 2-bælte sejl



**Størrelsesguide.** Farvekoder ses på størrelsesindikator ovenfor sejllabel.



Alle UNIVERSAL sejl  
uden hovedstøtte, samt  
TOILET og LOW BACK

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

<b>Y</b> (hoftemål)	-	37 cm	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm	78 cm
<b>X</b> (mål fra nakke til bagdel)	-	50 cm	55 cm	66 cm	75 cm	75 cm	75 cm

Alle UNIVERSAL sejl  
med hovedstøtte

<b>Y</b> (hoftemål)	-	37 cm	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm	78 cm
<b>Z</b> (mål fra hoved til bagdel)	-	75 cm	80 cm	91 cm	100 cm	100 cm	100 cm

STANDING sejl

<b>V</b> (brystmål)	-	62 – 80 cm	66 – 90 cm	80 – 100 cm	100 – 126 cm	110 – 132 cm	120 – 140 cm
---------------------	---	------------	------------	-------------	--------------	--------------	--------------

WALKING sejl

<b>V</b> (brystmål)	62 – 75 cm	76 – 84 cm	85 – 92 cm	93 – 105 cm	106 - 114 cm	116 - 130 cm	-
---------------------	------------	------------	------------	-------------	--------------	--------------	---



**Åg typer**



# Sejloplysninger

## Størrelsesindikator

Farvekodens betydning fremgår af størrelsestabellen på side 4. Billedet nedenunder viser rød farvekode, som betyder, at sejlet er i størrelse S (Small).



## Påsætning af sejl på Ergolet sejlkrogssystem

- Sejlstroppen placeres på den åbne krog (1).
- Stroppen trækkes ned og krogen lukkes automatisk (2).
- Træk opad i sejlstroppen for at låse sejlkrogen op.



## Materialer



### Polyester

Ekstra holdbart og nemt at rengøre.



### Polyester net

Bl.a. velegnet i badesituationer.



### Nonwoven

Materiale anvendt til vores engangssejl. Se side 16.

## Oversigt over sejlmodeller.

Kategori	Navn	Polyester uden HS	Polyester med HS	Polyester net uden HS	Polyester net med HS
Helsejl	Universal Amputee	●	●	○	○
Helsejl	Universal Basic	●	●	●	●
Helsejl	Universal Comfort	●	●	●	●
Helsejl	Universal Hammock	○	○	●	●
Halvsejl	Low Back	●	○	○	○
Halvsejl	Toilet	●	○	○	○
Ståsejl	Standing	●	○	○	○
Ståsejl	Standing 2-Belt	●	○	○	○
Gåselesejl	Walking	●	○	○	○

# Universal Basic

## Hovedstøtte, net



Model	Vare nr.	HMI nr.
● Universal Basic HS net XS	009-09833	85870
● Universal Basic HS net S	009-09834	85869
● Universal Basic HS net M	009-09835	85866
● Universal Basic HS net L	009-09836	85865
● Universal Basic HS net XL	009-09837	85862
● Universal Basic HS net XXL	009-09838	85861

### **Anvendelse**

Sejl med hovedstøtte anvendes til brugere, som har behov for ekstra støtte omkring hovedet. Sejlet giver en perfekt støtte omkring lårene og den høje ryg støtter overkroppen. Det giver brugeren en oplevelse af komfort og trykthed.

Anvendes til forflytninger fra siddende og liggende stilling. Anvendes til brugere med manglende stabilitet af overkrop og hoved.

Sejl i polyester net er bl.a. velegnet i badesituationer.

<b>SWL</b>	XS-L: 275 kg XL-XXL: 400 kg	<b>Vask</b>	 85° 
<b>Type</b>	Helsejil	<b>Løfteåg</b>	2, 3 og 4 punkt
<b>Materiale type</b>	Polyester net	<b>Størrelser</b>	XS - XXL



Vælg et  
**Universal** sejl  
der passer bedst  
til jeres behov

Skann QR kode for **video** -  
på sætning af Universal  
Basic sejl



# Universal Basic

## Hovedstøtte



Model	Vare nr.	HMI nr.
● Universal Basic HS XS	009-09823	85855
● Universal Basic HS S	009-09824	85856
● Universal Basic HS M	009-09825	85857
● Universal Basic HS L	009-09826	85858
● Universal Basic HS XL	009-09827	85859
● Universal Basic HS XXL	009-09828	85860

### **i** Anvendelse

Sejl med hovedstøtte anvendes til brugere, som har behov for ekstra støtte omkring hovedet. Sejlet giver en perfekt støtte omkring lårene og den høje ryg støtter overkroppen. Det giver brugeren en oplevelse af komfort og tryghed.

Anvendes til forflytninger fra siddende og liggende stilling. Anvendes til brugere med manglende stabilitet af overkrop og hoved.

<b>SWL</b>	XS-L: 275 kg XL-XXL: 400 kg	<b>Vask</b>	85°
<b>Type</b>	Helsejæl	<b>Løfteåg</b>	2, 3 og 4 punkt
<b>Materiale type</b>	Polyester	<b>Størrelser</b>	XS - XXL

# Universal Basic



Model	Vare nr.	HMI nr.
● Universal Basic XS	009-09803	85873
● Universal Basic S	009-09804	85874
● Universal Basic M	009-09805	85875
● Universal Basic L	009-09806	85876
● Universal Basic XL	009-09807	85877
● Universal Basic XXL	009-09808	85878

### **i** Anvendelse

Sejl uden hovedstøtte anvendes til brugere med god hovedkontrol. Sejlet giver perfekt støtte omkring lårene og den høje ryg støtter overkroppen. Det giver brugeren en oplevelse af komfort og tryghed.

Anvendes til forflytninger fra siddende og liggende stilling. Anvendes til brugere med manglende stabilitet af overkrop.

<b>SWL</b>	XS-L: 275 kg XL-XXL: 400 kg	<b>Vask</b>	85°
<b>Type</b>	Helsejæl	<b>Løfteåg</b>	2, 3 og 4 punkt
<b>Materiale type</b>	Polyester	<b>Størrelser</b>	XS - XXL

# Universal Basic

## net



Model	Vare nr.	HMI nr.
● Universal Basic net XS	009-09813	85879
● Universal Basic net S	009-09814	86016
● Universal Basic net M	009-09815	85880
● Universal Basic net L	009-09816	85881
● Universal Basic net XL	009-09817	85882
● Universal Basic net XXL	009-09818	85883

### **i** Anvendelse

Sejl uden hovedstøtte anvendes til brugere med god hovedkontrol. Sejlet giver perfekt støtte omkring lårene og den høje ryg støtter overkroppen. Det giver brugeren en oplevelse af komfort og tryghed.

Anvendes til forflytninger fra siddende og liggende stilling. Anvendes til brugere med manglende stabilitet af overkrop.

Sejlet i polyester net er bl.a. velegnet i badesituationer.

<b>SWL</b>	XS-L: 275 kg XL-XXL: 400 kg	<b>Vask</b>	85°
<b>Type</b>	Helsejæl	<b>Løfteåg</b>	2, 3 og 4 punkt
<b>Materiale type</b>	Polyester net	<b>Størrelser</b>	XS - XXL

## // Praktisk og komfortabel

Perfekt helsejæl med ekstra støtte af lår og krop, samt god siddekomfort. Sejlet former sig efter kropsholdningen og giver samtidig brugeren en opretstående stilling, der medvirker til en korrekt positionering.

Den viste model er  
*Universal Basic*








# Universal Hammock

## Hovedstøtte, net



Model	Vare nr.	HMI nr.
● Universal Hammock HS net XS	009-09683	84967
● Universal Hammock HS net S	009-09684	84978
● Universal Hammock HS net M	009-09685	84979
● Universal Hammock HS net L	009-09686	84983
● Universal Hammock HS net XL	009-09687	84982
● Universal Hammock HS net XXL	009-09688	84980

### **i** Anvendelse

Sejl med hovedstøtte anvendes til brugere, som har behov for ekstra støtte omkring overkrop og hoved.

Sejlet giver en god støtte af kroppen, og brugeren får en oplevelse af komfort, stabilitet og tryghed.

Anvendes til mindre aktive brugere, som skal forblive siddende i sejlet i længere perioder.

Anvendes til forflytninger fra liggende stilling. Sejlstoffet er polyester net og er også velegnet i badsituationer.

<b>SWL</b>	XS-L: 275 kg XL-XXL: 400 kg	<b>Vask</b>	
<b>Type</b>	Helsejil	<b>Løfteåg</b>	2, 3 og 4 punkt
<b>Materiale type</b>	Polyester net	<b>Størrelser</b>	XS - XXL



Skann QR koden for **video** - påsætning af Universal Hammock sejl





# Universal Hammock net



Model	Vare nr.	HMI nr.
● Universal Hammock net XS	009-09673	84984
● Universal Hammock net S	009-09674	84968
● Universal Hammock net M	009-09675	84969
● Universal Hammock net L	009-09676	84970
● Universal Hammock net XL	009-09677	84971
● Universal Hammock net XXL	009-09678	84972

## Anvendelse

Sejl uden hovedstøtte anvendes til brugere med god hovedkontrol.

Sejlet giver en god støtte af kroppen, og brugeren får en oplevelse af komfort, stabilitet og tryghed.

Anvendes til mindre aktive brugere, som skal forblive siddende i sejlet i længere perioder.

Anvendes til forflytninger fra liggende stilling. Sejlstoffet er polyester net og er også velegnet i badsituationer.

<b>SWL</b>	XS-L: 275 kg XL-XXL: 400 kg	<b>Vask</b>	
<b>Type</b>	Helsejæl	<b>Løfteåg</b>	2, 3 og 4 punkt
<b>Materiale type</b>	Polyester net	<b>Størrelser</b>	XS - XXL





## ” Stabilitet og tryghed

Universal Amputee har delte benstropper med special stroløsning, som gør, at benstropperne ikke skal krydses og en ekstra blød manchet, som ved behov kan fastgøres rundt om det amputerede ben.

Universal Amputee

# Universal Amputee Hovedstøtte



Model	Vare nr.	HMI nr.
● Universal Amputee HS XS	009-09753	84998
● Universal Amputee HS S	009-09754	84999
● Universal Amputee HS M	009-09755	85001
● Universal Amputee HS L	009-09756	85003
● Universal Amputee HS XL	009-09757	85004
● Universal Amputee HS XXL	009-09758	85000

## **i** Anvendelse

Sejl med hovedstøtte anvendes til brugere, som har behov for ekstra støtte omkring hovedet.

Sejlet har en ekstra støtte omkring lår og bækken. Benstropperne har en stor polstret overflade, som letter presset på hele lårbenet.

Anvendes til brugere som er enkelt eller dobbelt benamputeret. Anvendes til forflytninger fra siddende og liggende stilling.

<b>SWL</b>	XS-L: 275 kg XL-XXL: 400 kg	<b>Vask</b>	
<b>Type</b>	Helsejæl	<b>Løfteåg</b>	2, 3 og 4 punkt
<b>Materiale type</b>	Polyester	<b>Størrelser</b>	XS - XXL



# Universal Amputee



Model	Vare nr.	HMI nr.
● Universal Amputee XS	009-09743	84992
● Universal Amputee S	009-09744	84993
● Universal Amputee M	009-09745	84994
● Universal Amputee L	009-09746	84995
● Universal Amputee XL	009-09747	84996
● Universal Amputee XXL	009-09748	84997

## **i** Anvendelse

Sejl uden hovedstøtte anvendes til brugere med god hovedkontrol.

Sejlet har en ekstra støtte omkring lår og bækken. Benstropperne har en stor polstret overflade, som letter presset på hele lårbenet.

Anvendes til brugere som er enkelt eller dobbelt benamputeret. Anvendes til forflytninger fra siddende og liggende stilling.

<b>SWL</b>	XS-L: 275 kg XL-XXL: 400 kg	<b>Vask</b>	
<b>Type</b>	Helsejæl	<b>Løfteåg</b>	2, 3 og 4 punkt
<b>Materiale type</b>	Polyester	<b>Størrelser</b>	XS - XXL



Skann QR kode for video -  
påsætning af Universal  
Amputee sejl

# Universal Comfort

## Hovedstøtte, net



Model	Vare nr.	HMI nr.
● Universal Comfortsejl HS net XS	009-09773	84960
● Universal Comfortsejl HS net S	009-09774	84961
● Universal Comfortsejl HS net M	009-09775	84962
● Universal Comfortsejl HS net L	009-09776	84965
● Universal Comfortsejl HS net XL	009-09777	84963
● Universal Comfortsejl HS net XXL	009-09778	84964

### **i** Anvendelse

Sejl med hovedstøtte anvendes til brugere, som har behov for ekstra støtte omkring hovedet.

Sejlet giver en god støtte af kroppen, samt stabiliserer bækkenet, og giver brugeren en følelse af tryk ved forflytningen.

Anvendes til brugere med øget funktionsnedsættelse eller med andre specielle behov.

Anvendes til forflytninger fra siddende og liggende stilling.

Sejlet i polyester net er bl.a. velegnet i badesituationer.

<b>SWL</b>	XS-L: 275 kg XL-XXL: 400 kg	<b>Vask</b>	
<b>Type</b>	Helsejl	<b>Løfteåg</b>	2, 3 og 4 punkt
<b>Materiale type</b>	Polyester net	<b>Størrelser</b>	XS - XL



Skann QR kode for **video** - påsætning af Universal Comfort sejl



# Universal Comfort Hovedstøtte



Model	Vare nr.	HMI nr.
● Universal Comfortsejl HS XS	009-09763	84950
● Universal Comfortsejl HS S	009-09764	84952
● Universal Comfortsejl HS M	009-09765	84955
● Universal Comfortsejl HS L	009-09766	84957
● Universal Comfortsejl HS XL	009-09767	84958
● Universal Comfortsejl HS XXL	009-09768	84959

## **i** Anvendelse

Sejl med hovedstøtte anvendes til brugere, som har behov for ekstra støtte omkring hovedet.

Sejlet giver en god støtte af kroppen, samt stabiliserer bækkenet, og det giver brugeren en følelse af tryk ved forflytningen.

Anvendes til brugere med øget funktionsnedsættelse eller med andre specielle behov.

Anvendes til forflytninger fra siddende og liggende stilling.

<b>SWL</b>	XS-L: 275 kg XL-XXL: 400 kg	<b>Vask</b>	
<b>Type</b>	Helsejl	<b>Løfteåg</b>	2, 3 og 4 punkt
<b>Materiale type</b>	Polyester	<b>Størrelser</b>	XS - XXL

# Universal Comfort



Model	Vare nr.	HMI nr.
● Universal Comfortsejl XS	009-09843	85895
● Universal Comfortsejl S	009-09844	85894
● Universal Comfortsejl M	009-09845	85893
● Universal Comfortsejl L	009-09846	85892
● Universal Comfortsejl XL	009-09847	85891
● Universal Comfortsejl XXL	009-09848	85890

## **i** Anvendelse

Sejl uden hovedstøtte anvendes til brugere med god hovedkontrol.

Sejlet giver en god støtte af kroppen, samt stabiliserer bækkenet, og det giver brugeren en følelse af tryk ved forflytningen.

Anvendes til brugere med øget funktionsnedsættelse eller med andre specielle behov.

Anvendes til forflytninger fra siddende og liggende stilling.

<b>SWL</b>	XS-L: 275 kg XL-XXL: 400 kg	<b>Vask</b>	
<b>Type</b>	Helsejl	<b>Løfteåg</b>	2 punkt
<b>Materiale type</b>	Polyester	<b>Størrelser</b>	XS - XXL

# Universal Comfort net



Model	Vare nr.	HMI nr.
● Universal Comfortsejl net XS	009-09853	85884
● Universal Comfortsejl net S	009-09854	85885
● Universal Comfortsejl net M	009-09855	85886
● Universal Comfortsejl net L	009-09856	85887
● Universal Comfortsejl net XL	009-09857	85888
● Universal Comfortsejl net XXL	009-09858	85889

## **i** Anvendelse

Sejl uden hovedstøtte anvendes til brugere med god hovedkontrol.

Sejlet giver en god støtte af kroppen, samt stabiliserer bækkenet, og det giver brugeren en følelse af tryk ved forflytningen.

Anvendes til brugere med øget funktionsnedsættelse eller med andre specielle behov.

Anvendes til forflytninger fra siddende og liggende stilling.

Sejlet i polyester net er bl.a. velegnet i badesituationer.

<b>SWL</b>	XS-L: 275 kg XL-XXL: 400 kg	<b>Vask</b>	
<b>Type</b>	Helsejl	<b>Løfteåg</b>	2 punkt
<b>Materiale type</b>	Polyester net	<b>Størrelser</b>	XS - XXL

# NYHED!

## Universal Comfort engangssejl



Model	Vare nr.	HMI nr.
• Comfort engangssejl S	008-04104	110056
• Comfort engangssejl M	008-04105	110059
• Comfort engangssejl L	008-04106	110062

OBS: Sælges i kasser med 10 stk.

### **i** Anvendelse

Vælg engangssejlet, når der kræves ekstra høj hygiejnestandard, fx ved risiko for smitte eller infektion.

Sejlet giver en god støtte af kroppen og stabiliserer bækkenet, og det giver brugeren en følelse af tryghed ved forflytningen.

Anvendes til brugere med øget funktionsnedsættelse eller med andre specielle behov.

Sejl uden hovedstøtte anvendes til brugere med god hovedkontrol.

Anvendes til forflytninger fra siddende og liggende stilling.

SWL	275 kg	Vask	
Type	Helsejl	Løfteåg	2, 3 og 4 punkt
Materiale type	Nonwoven	Størrelser	S-L

## Universal Comfort engangssejl Hovedstøtte



Model	Vare nr.	HMI nr.
• Comfort engangssejl HS S	008-04114	110065
• Comfort engangssejl HS M	008-04115	110068
• Comfort engangssejl HS L	008-04116	110071

OBS: Sælges i kasser med 10 stk.

### **i** Anvendelse

Vælg engangssejlet, når der kræves ekstra høj hygiejnestandard, fx ved risiko for smitte eller infektion.

Sejlet giver en god støtte af kroppen og stabiliserer bækkenet, og det giver brugeren en følelse af tryghed ved forflytningen.

Anvendes til brugere med øget funktionsnedsættelse eller med andre specielle behov.

Sejl med hovedstøtte anvendes til brugere, som har behov for ekstra støtte omkring hovedet.

Anvendes til forflytninger fra siddende og liggende stilling.

SWL	275 kg	Vask	
Type	Helsejl	Løfteåg	2, 3 og 4 punkt
Materiale type	Nonwoven	Størrelser	S-L



### **i** Farveindikator

Advarer, hvis engangssejlet er blevet for fugtigt/vådt og derfor skal udskiftes.

Udsættes sejlet for vand/fugt, kommer påskriften "DO NOT USE. DESTROY" til syne.



## Toilet



Skan QR kode for **video** - påsætning af Toiletsejl



Model	Vare nr.	HMI nr.
● Toiletsejl XS	009-09543	72865
● Toiletsejl S	009-09544	72866
● Toiletsejl M	009-09545	72867
● Toiletsejl L	009-09546	72868
● Toiletsejl XL	009-09547	72869
● Toiletsejl XXL	009-09548	72870

### **i** Anvendelse

Sejlet giver brugeren en opretstående stilling, der letter positionering.  
Den store sædeåbning letter af- og påklædningen i forbindelse med toiletbesøg, samt letter den nedre hygiejne.

Anvendes ved forflytning i forbindelse med toiletbesøg.  
Anvendes til brugere med en god kontrol af hoved og overkrop.  
Anvendes til forflytninger fra siddende og halvsiddende stilling.

SWL	275 kg	Vask	
Type	Halvsejl	Løfteåg	2, 3 og 4 punkt
Materiale type	Polyester	Størrelser	XS - XXL

## Low Back



Skan QR kode for **video** - påsætning af Low Back sejl



Model	Vare nr.	HMI nr.
● Low Back XS	009-09633	72919
● Low Back S	009-09634	72920
● Low Back M	009-09635	72921
● Low Back L	009-09636	72922
● Low Back XL	009-09637	72923
● Low Back XXL	009-09638	72924


### **i** Anvendelse

Sejlet giver en god støtte under låret og ryggen fra bækkenet til skulderbladet.

Anvendes til brugere med en god kontrol af hoved og overkrop.  
Anvendes til forflytninger fra siddende og halvsiddende stilling.

SWL	275 kg	Vask	
Type	Halvsejl	Løfteåg	2, 3 og 4 punkt
Materiale type	Polyester	Størrelser	XS - XXL

## Bensejl



Model	Vare nr.	HMI-nr.
Bensejl, one size	008-04500	111549

### **i** Anvendelse

Anvendes i forbindelse med forskellige former for pleje, fx personlig hygiejne eller sårpleje af ben

Kan også anvendes ved pålægning af sejl eller terapeutiske strømper, hvis brugeren ikke selv er i stand til at løfte benet.

SWL	150 kg	Vask	
Type	Leg sling	Størrelse	One size
Materiale type	Polyester		

# Gåsejl




Model	Vare nr.	HMI nr.
● Gåsejl XXS	009-09572	107531
● Gåsejl XS	009-09883	107535
● Gåsejl S	009-09884	107553
● Gåsejl M	009-09885	107554
● Gåsejl L	009-09886	107555
● Gåsejl XL	009-09887	107556

## Anvendelse

Sejlet giver brugeren den fornødne trykthed/støtte, hvis brugeren skulle miste balancen under træningen. Sejlet er nemt at give brugeren på og har mange tilpasningsmuligheder. Det er muligt at justere spændet omkring maven, længden på benstropperne og ved skulderstropperne.

Anvendes til brugere, som har brug for støtte ved gang eller ståtræning. Anvendes til træning i forbindelse med gangtræning som Ergo Trainer eller stationær personløfter.

Må IKKE anvendes til at løfte i, da det kun er egnet til støtte og sikring mod fald.

<b>SWL</b>	180 kg	<b>Vask</b>	
<b>Type</b>	Gåsejl	<b>Løfteåg</b>	2, 3 og 4 punkt
<b>Materiale type</b>	Polyester	<b>Størrelser</b>	XXS - XL



Skann QR koden for **video** - påsætning af Walking sejlet



## Ståsejl



Model	Vare nr.	HMI nr.
● Ståsejl S	009-09594	72894
● Ståsejl M	009-09595	72895
● Ståsejl L	009-09596	72897
● Ståsejl XL	009-09597	72898
● Ståsejl XXL	009-09598	72899

### **i** Anvendelse

Sejlet giver en god støtte omkring ryggen. Derved får brugeren en følelse af tryk ved løftet og i standfunktionen.

Anvendes til brugere med en god kropskontrol og som har standfunktion.

Anvendes til forflytninger fra siddende stilling.

<b>SWL</b>	250 kg	<b>Vask</b>	85°
<b>Type</b>	Ståsejl	<b>Løfteåg</b>	Ståløfter
<b>Materiale type</b>	Polyester	<b>Størrelser</b>	S - XXL



## Ståsejl 2-bælter



Model	Vare nr.	HMI nr.
● Ståsejl 2-belt XS	009-09563	72874
● Ståsejl 2-belt S	009-09564	72875
● Ståsejl 2-belt M	009-09565	72876
● Ståsejl 2-belt L	009-09566	72877
● Ståsejl 2-belt XL	009-09567	72878
● Ståsejl 2-belt XXL	009-09568	72879

### **i** Anvendelse


Sejlet med 2 bæltter kan tilpasses brugere med en stor mave, i det bæltet kan spændes over og under maven.

Sejlet giver en god støtte omkring ryggen, og giver brugeren en følelse af tryk ved løftet og i standfunktionen.

Anvendes til brugere med en god kropskontrol og som har standfunktion.


Anvendes til forflytninger fra siddende stilling.

<b>SWL</b>	250 kg	<b>Vask</b>	85°
<b>Type</b>	Ståsejl	<b>Løfteåg</b>	Ståløfter
<b>Materiale type</b>	Polyester	<b>Størrelser</b>	XS - XXL



Skan QR kode for video - påsætning af Standing sejl





Hvis du har spørgsmål om et eller flere af produkterne i denne brochure, eller hvis du vil høre mere om Winncare Nordics løsninger inden for forflytning, hygiejne, senge, madrasser og puder, så kontakt os endelig. Vi kigger gerne forbi til en snak om dine behov og de muligheder, som vores produkter giver dig.

Winncare Nordic ApS • Tårnborgevej 12C • DK - 4220 Korsør  
Tlf.: +45 70273720 • [info@winncare.dk](mailto:info@winncare.dk) • [www.winncare.dk](http://www.winncare.dk)

**WINCARE**  
N o r d i c