

# MESAS PARA CAMA EVIENCE CONFERENCE



- **A mesa EVIENCE** para uso residencial.
- **As mesas CONFERENCE** para coletividades.
- **Robusta:** estrutura em aço ou alumínio, garantia de 1 a 2 anos.
- **Estética:** uma grande seleção e cores a escolher para harmonizar com os seus interiores.



Mesa Conforlence, 2 bandejas, cor faia claro

## MESA EVILLENCE



- Bandeja em painel de 19 mm de espessura revestido em melamina.
- Cantos arredondados acabamentos em PVC cinzento.
- Barreira de proteção em 3 lados para evitar a queda de objetos.
- Guiador para leitura.
- Cor da bandeja: Faia Claro.
- 2 versões:
  - 1 única bandeja fixa.
  - 2 bandejas independentes.

## MESA CONFORLENCE



Mesa com cantos lacados em cinzento (cor padrão), base de epóxi em cinzento (cor única)

### 2 versões:

- Uma bandeja fixa ou 2 bandejas independentes.
- Altura variável assistida por atuador a gás.
- Bandejas em MDF de 19 mm, com cantos arredondados.
- Barreira de proteção em 3 lados para evitar a queda de objetos.
- Bandeja inclinável por cremalheira manual, com 5
- Guiador para leitura.

### Estética:

- Base com revestimento termoformado.

### Prática:

- Altura da base 11 cm, o que permite passá-la confortavelmente por baixo da cama.
- 4 rodas com 50 mm de diâmetro com rolamento duplo sem travão.



Opção 2 bandejas

### Segurança:

- Base larga de 71,5 cm para uma maior estabilidade.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	I BANDEJA	2 BANDEJAS		MARGEM DE ELEVACÃO	ALTURA BASE	CARGA MÁXIMA	RODAS	PESO
	Bandeja fixa	Bandeja fixa (pequena)	Bandeja inclinável (grande)					
EVILLENCE	92x46 cm Ref. T380001c	--	--	76 a 115 cm	10 cm	15 Kg	Diâmetro 50mm com travão	13 Kg
	--	29x46 cm	64x46 cm					
CONFORLENCE	91x43 cm Ref. T1168-00	--	--	76 a 114 cm	11 cm	15 Kg	Diâmetro 50mm com travão	16 Kg
	--	30x43 cm	61x43 cm					
	--	Ref. T1169-00						

EVILLENCE: Garantia de 1 ano\*

CONFORLENCE: Garantia de 2 anos\*

\* Em condições normais de utilização, ver o manual de utilização.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.