



TOILET SEJL

Perfekt halvsejl, som giver en god kontakt mellem bruger og hjælper.

ANVENDELSE

- Ved forflytning i forbindelse med toiletbesøg.
- Til brugere med en god kontrol af hoved og overkrop.
- Til forflytninger fra siddende og halvsiddende stilling.
- Til forflytninger i mobile og stationære personløftere.

EGENSKABER

- Den store sædeåbning letter af- og påklædningen i forbindelse med toiletbesøg samt personlig hygiejne.
- Sejlet lægges på siddende fra kørestol/stol.
- Giver god støtte under låret og ryggen fra bækkenet til skulderbladet.
- Sejlet giver brugeren en opretsiddende stilling, der letter positionering af brugeren.
- Sejlet har delte polstrede benstroppe.
- Placeringslommene letter påsætningen, når brugeren f.eks. sidder i kørestol.
- Styrestroppe på begge sider af sejlet til at lette forflytningen for hjælperen.



SPECIFIKATIONER

SWL: 275 kg

Materiale: Polyester

Størrelser: XS-S-M-L-XL-XXL

VARENUMRE

Toiletsejl - polyester


	Varenr.	HMI-nr.
XS	009-09543	72865
S	009-09544	72866
M	009-09545	72867
L	009-09546	72868
XL	009-09547	72869
XXL	009-09548	72870

STØRRELSESGUIDE

Løftesejlet er udstyret med en farvet strop på ryggen for angivelse af størrelsen. Samtidig er stroppen en markering af midterlinjen, som sikrer en korrekt placering af sejlet ved pålægningen.

Farvekodens betydning fremgår af størrelsestabellen.

Billedet nedenfor viser rød farvekode, som betyder, at sejlet er i størrelse S (Small):



	XS	S	M	L	XL	XXL
Y (hoftemål)	37 cm	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm	78 cm
X (mål fra nakken til bagdel)	50 cm	55 cm	66 cm	75 cm	75 cm	75 cm



For yderligere specifikationer, kontakt salg@winncare.dk. Alle tal og mål er vejledende og kan fravige i visse brugssituationer. Winncare Nordic forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående meddelelse. Billederne kan indeholde tilbehør. Kontakt venligst salg@winncare.dk for mere info herom.

KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION

winncare.com

E-mail: info@winncare.dk

Telefon: +45 70273720

WIN  CARE