

UNIVERS CONFORT

Améliorez la qualité de votre sommeil
pour un meilleur quotidien



Large gamme d'accessoires de lit pour améliorer la qualité de votre sommeil et prolonger la durée de vie de votre matelas.

- ▶ Idéal pour **améliorer votre sommeil** avec une large gamme d'oreillers pour accompagner vos nuits et vous permettre de vous lever du bon pied.
- ▶ **Compatible avec nos matelas d'aide à la prévention des escarres** notre univers Confort permet d'équiper votre matelas avec des solutions adaptées à la dépendance comme des alèses imperméables ou des oreillers CPAP.
- ▶ De conception française, ces aides techniques répondent à nos plus hauts standards pour vous garantir la meilleure qualité et une durée de vie optimum.



Conception
française



Confort



Qualité

PHARMA FORM



LES + PRODUIT

- Soutien souple et moelleux
- Mousse à mémoire de forme ergonomique qui assure un relâchement de par la diminution des points de pression
- Forme anatomique adaptée à la morphologie de la tête et du cou
- Découpe pour faciliter la circulation d'air et limiter la transpiration

	Référence	Dimension (xL en cm)	Composition	Entretien	Housse de rechange
Oreiller Pharma Form	17.17100	30 x 50	Mousse Polyuréthane viscoélastique 80 kg/m ³ Housse Stop'acar : 80% Coton, 20% polyester pour prévenir des allergies aux acariens		17.17110

OREILLER POLYFIBRE



LES + PRODUIT

- Soutien léger et enveloppant
- Rembourrage 100% polyester procure une sensation agréable de douceur
- Housse lavable à l'éponge et en machine
- Sensation de douceur et toucher agréable

	Référence	Dimension (xL cm)	Composition	Entretien	Taie dermalon
Oreiller polyfibre	25.20700	60 x 60	Housse : Pharmatex : 60%, Polyuréthane, 40% Polyester Rembourrage : 100% fibre polyester creuse, siliconée, spiralée		05.3210

OREILLER ANATOMIQUE



LES + PRODUIT

- Maintien parfait et fermé
- Mousse à mémoire de forme ergonomique qui assure un relâchement de par la diminution des points de pression
- Forme anatomique adaptée à la morphologie de la tête et du cou
- Housse intégrale nid d'abeille thermorégulatrice et respirante

	Référence	Dimension (xLxH cm)	Composition	Entretien	Housse de rechange
Oreiller anatomique	40.40315	32 x 50 x 10	Mousse : Mousse polyuréthane viscoélastique 52 kg/m ³ Housse : 70% Polyester, 30% viscose + fil d'aluminium - Revêtement 100% Polyester		40.40315H

OREILLER CPAP



LES + PRODUIT

- Design spécifique pour les patients souffrant d'apnée du sommeil, convient également aux patients sous traitement VNI (ventilation non invasive)
- Soutien souple et moelleux
- Mousse à mémoire de forme ergonomique qui assure un relâchement de par la diminution des points de pression

	Référence	Dimension (xL cm)	Composition	Entretien	Taie dermalon
Oreiller CPAP	01.1280	54 x 40	Housse viscoélastique 50 kg/m ³ Housse: Tissu 100% coton. Fibre : 50% fibre polyester creuse 20% fibre polyester creuse siliconisée 30% fibre thermoliant 500g/m ² .		01.1280H

UNIVERS CONFORT



Housse Tencel

82 % Tencel - 18 % Polyuréthane



- ▶ Fibre textile d'origine naturelle
- ▶ Imperméable aux liquides pour protéger la mousse et maximiser la durée de vie
- ▶ Traitement anti-acarien pour prévenir des allergies
- ▶ Matière douce au toucher et thermorégulatrice pour limiter la transpiration et favoriser l'absorption de l'humidité
- ▶ Séchage rapide

Entretien

Le Tencel étant une fibre d'origine naturelle, un rétrécissement du tissu peut être constaté après le lavage.
Le Tencel est extensible. Il suffit de replacer la taie sur l'oreiller pour qu'elle reprenne sa forme



OREILLER VISCOÉLASTIQUE PERFORÉ

Respirant et moelleux



Housse disponible en 3 coloris




LES + PRODUIT

- ▶ Mousse à mémoire de forme ergonomique qui assure un relâchement de par la diminution des points de pression
- ▶ Mousse perforée pour une meilleure aération

		Références	Housse de rechange	Dimension (xLxH cm)
Oreiller viscoélastique perforé	Blanc	44.1000B	44.4000BF	60 x 40 x 13
	Gris	44.1000G	44.4000GF	
	Marine	44.1000M	44.4000MF	

OREILLER CERVICAL VISCOÉLASTIQUE PERFORÉ

Prévention des douleurs cervicales



Housse disponible en 3 coloris



LES + PRODUIT

- ▶ Mousse à mémoire de forme ergonomique qui assure un relâchement de par la diminution des points de pression
- ▶ Forme anatomique adaptée à la morphologie de la tête et du cou
- ▶ Mousse perforée pour une meilleure aération



		Références	Housse de rechange	Dimension (xLxH cm)
Oreiller Cervical viscoélastique perforé	Blanc	44.1100B	44.1100BF	60 x 35 x 9
	Gris	44.1100G	44.1100GF	
	Marine	44.1100M	44.1100MF	

OREILLER ERGONOMIQUE VISCOÉLASTIQUE PERFORÉ

Meilleur positionnement de la nuque



Housse disponible en 3 coloris



LES + PRODUIT

- ▶ Meilleur positionnement de la nuque
- ▶ Mousse viscoélastique à mémoire de forme
- ▶ Mousse à mémoire de forme ergonomique qui assure un relâchement de par la diminution des points de pression
- ▶ Forme anatomique adaptée à la morphologie de la tête et du cou

		Références	Housse de rechange	Dimension (xLxH cm)
Oreiller ergonomique viscoélastique perforé	Blanc	44.1200B	44.1200BF	53 x 40 x 11
	Gris	44.1200G	44.1200GF	
	Marine	44.1200M	44.1200MF	

UNIVERS CONFORT

COUSSIN SOULÈVES JAMBES



Housse disponible en 3 coloris



LES + PRODUIT

- ▶ Soulage les jambes lourdes et allège les points de pression sous les talons
- ▶ Réduit le glissement en position assise au lit
- ▶ Compact et facile à ranger une fois plié



		Références	Housse de rechange	Dimension (xLxH cm)	Composition
Coussin soulèves jambes	Blanc	44.2500B	44.2500BH	61 x 57 x 12	Mousse Haute Résilience 100 % Polyuréthane 32 kg/m ³
	Gris	44.2500G	44.2500GH		
	Marine	44.2500M	44.2500MF		

COUSSIN BOUÉE



Housse disponible en 3 coloris



LES + PRODUIT

- ▶ Améliore le confort de l'assise des patients utilisable dans le cadre de l'assise post-opération
- ▶ Allègement des pressions entre le sacrum et le support
- ▶ Mousse viscoélastique à mémoire de forme



		Références	Housse de rechange	Diamètre (cm)	Composition
Coussin Bouée	Blanc	44.2010B	44.2010BH	44	mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m ³
	Gris	44.2010G	44.2010GH		
	Marine	44.2010M	44.2010MH		

COUSSIN FER À CHEVAL



Housse disponible en 3 coloris



LES + PRODUIT

- ▶ Améliore le confort de l'assise des patients
- ▶ S'utilise dans le cadre de l'assise post-opération
- ▶ Allègement des pressions entre le sacrum, le périnée et le support
- ▶ Mousse viscoélastique à mémoire de forme



		Références	Housse de rechange	Longueur coussin (cm)	Composition
Coussin Fer à cheval	Blanc	44.2110B	44.2100BH	50	mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m ³
	Gris	44.2110G	44.2100GH		
	Marine	44.2110M	44.2100MH		



ALÈSE DOUCEUR

L'alèse de lit Douceur apportent plus de sécurité et de confort au patient souffrant de fuites urinaires.



LES + PRODUIT

- ▶ Elle est composée de trois épaisseurs de tissus à fort pouvoir d'absorption
- ▶ L'alèses Douceur imperméable et réutilisable peut être lavée jusqu'à 120 fois minimum à 60°
- ▶ Disponible avec ou sans rabats, dans 2 dimensions 85 x 90 cm ou 90 x 120 cm
- ▶ Réutilisable
- ▶ Imperméable
- ▶ Lavable 120 fois minimum

		Références	Dimension (lxL cm)	Composition	Entretien		
Alèse Douceur	Largeur 85 cm	Sans rabat	25.20100	85 x 90	100% polyester, Rabats 100% coton		
		Avec rabat	25.20105				
	Largeur 90 cm	Sans rabat	25.20120				90 x 120
		Avec rabat	25.20125				



DRAP DESSUS / DESSOUS

Packs Disponibles

Conçus pour des lits de 90 cm, les draps housses en tricot de jersey hyperextensible, s'adaptent aux contours de tous les types de matelas.



LES + PRODUIT

- ▶ Le drap de dessus est houssé au pied du lit et reste donc toujours en place
- ▶ Le drap de dessous est extensible et élastiqué tout autour avec de larges coins
- ▶ Rabattables pour faciliter l'installation
- ▶ Lavable 100 fois minimum
- ▶ S'adapte à tous types de matelas
- ▶ 2 coloris : Blanc et Bleu

	Références coloris		Largeur de lit (cm)	Composition	Entretien
	Blanc	Bleu			
DRAP Dessus	25.20560	25.20565	90	50% coton 50% polyester	
DRAP Dessous	25.20500	25.20505			
PACK 1 drap de dessus + 1 drap de dessous	25.20550	25.20555			
PACK 1 drap de dessus + 2 drap de dessous	25.22100	25.22000			



DRAP HOUSSE PVC



Le **Drap housse PVC 100% imperméable** sera **parfait pour protéger votre matelas** en cas de fuites urinaires ou fécales intempestives. Grâce à son **revêtement imperméable**, aucun liquide ne pourra le traverser.

Son utilisation peut être recommandée en complément de l'utilisation d'une alèse absorbante. En effet, il arrive que l'alèse absorbante bouge lors des mouvements nocturnes et c'est pourquoi le **drap housse 100% imperméable** est utile pour rester protégé.

LES + PRODUIT

- ▶ 2 finitions pour répondre à tous les besoins :
PVC 8/100^{ème}
PVC 10/100^{ème}
- ▶ Imperméable
- ▶ Sans phtalates : ne présente aucun critère de toxicité.
- ▶ Résistant à l'ammoniac contenue dans les urines



	Références	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Grammage (g/m ²)	Composition	Entretien
DRAPS HOUSSES PVC 8/100 ^{ème}	05.3005	90	200	120	100% polychlorure de vinyle	<p>Au quotidien : entretien simple de la housse. Lavage avec une éponge et de l'eau savonneuse ou produit désinfectant, rinçage à l'eau claire. Bien essuyer.</p>
	05.3006	140				
DRAPS HOUSSES PVC 10/100 ^{ème}	05.3010	90	190	130		
	05.3020		200			
	05.3030	140	190			
	05.3040		200			



DRAP HOUSSE DERMALON



Résistant, il est **traité pour éviter les allergies et les irritations de la peau**. Drap housse de qualité dermalon, recouvert d'un film PVC imperméable, souple et infroissable.

Pratique, le dermalon de ce drap de lit résiste à l'ammoniac contenu dans les urines et les quatre coins de ce drap-housse en dermalon sont munis d'élastiques pour faciliter sa mise en place.

Assure une protection optimale de la literie médicale et le confort du patient, idéal en prévention des escarres.

LES + PRODUIT

- ▶ Disponible en 4 tailles :
90 x 190cm
90 x 200 cm
140 x 190 cm
140 x 200 cm
- ▶ Anallergique, cette protection en dermalon est dépourvue de caractères irritants et sensibilisants (phtalates & bisphénols)
- ▶ Possibilité de stériliser l'alèse (15 min à 116°)
- ▶ Résistant à l'ammoniac contenue dans les urines



	Références	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Grammage (g/m ²)	Composition	Entretien
DRAP HOUSSE DERMALON	05.3100	190	90	138	100% polychlorure de vinyle	<p>Au quotidien : entretien simple de la housse. Lavage avec une éponge et de l'eau savonneuse, rinçage à l'eau claire. Bien essuyer. Ne jamais utiliser de produits chlorés, même dilués.</p>
	05.3110	200				
	05.3120	190	140			
	05.3130	200				

UNIVERS CONFORT



DRAP HOUSSE PU BOUCLETTE



Drap housse de qualité PU, recouvert d'un film Polycoton bouclette, souple et infroissable.

LES + PRODUIT

- ▶ Hygiénique, anti-bactériens, anti-acariens, imperméable, en éponge douce et confortable. Prolonge la vie de votre matelas
- ▶ Assure une protection optimale de la literie médicale et le confort du patient, idéal en prévention des escarres
- ▶ Disponible en 8 tailles pour répondre à tous les besoins.
- ▶ Imperméable aux liquides
- ▶ Absorbe l'humidité
- ▶ Traité antibactérien et antifongique
- ▶ Protection douce au toucher certifiée pour le contact avec la peau
- ▶ Entretien facile



	Références	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Composition	Entretien
DRAP HOUSSE PU BOUCLETTE	44.36070	70	20	190/200	Plateau bouclette 70% polyester 30% polyuréthane Jupe en jersey 100% Tencel	
	44.36080	80				
	44.36090	90				
	44.36100	100				
	44.36110	110				
	44.36120	120				
	44.36140	140				
	44.36160	160				



DRAP HOUSSE TENCEL



Drap housse en fibre textile d'origine naturelle



LES + PRODUIT

- ▶ Imperméable aux liquides pour protéger la mousse et maximiser la durée de vie
- ▶ Traitement anti-acarien pour prévenir des allergies
- ▶ Matière douce au toucher et thermorégulatrice pour limiter la transpiration et favoriser l'absorption de l'humidité
- ▶ Séchage rapide
- ▶ Disponible en 8 tailles




	Références	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Composition	Entretien
DRAP HOUSSE TENCEL	44.3070B	70	20	190/200	82 % Tencel 18 % Polyuréthane	
	44.3080B	80				
	44.3090B	90				
	44.3100B	100				
	44.3110B	110				
	44.3120B	120				
	44.3140B	140				
	44.3160B	160				

Guide de choix OREILLER

L'oreiller a pour fonction principale de maintenir la colonne vertébrale et plus précisément les cervicales. La forme de l'oreiller va varier en fonction du dormeur.



	PHARMA FORM	OREILLER POLYFIBRE	OREILLER ANATOMIQUE	OREILLER CPAP	OREILLER VISCOÉLASTIQUE PERFORÉ	OREILLER CERVICAL VISCOÉLASTIQUE PERFORÉ	OREILLER ERGONOMIQUE VISCOÉLASTIQUE PERFORÉ
Convient à tous les dormeurs	OUI	OUI	OUI	NON	OUI	OUI	OUI
Dimensions (cm)	130 x L 50	160 x L 60	132 x L 50 x H 10	154 x L 40	160 x L 40 x H 13	160 x L 35 x H 9	153 x L 40 x H 11
Composition	Mousse Polyuréthane viscoélastique 80 kg/m ³	Rembourrage : 100% fibre polyester creuse, siliconée, spiralée	Mousse polyuréthane viscoélastique 52 kg/m ³	Mousse viscoélastique 50 kg/m ³ Fibre : 50% fibre polyester creuse, 20% fibre polyester creuse siliconisée, 30% fibre thermoliente 500g/m ²	100% mousse viscoélastique de polyuréthane perforée		
Housse	Stop'acar : 80% Coton, 20% polyester pour prévenir des allergies aux acariens	Pharmatex : 60%, Polyuréthane, 40% Polyester	70% Polyester, 30% viscose + fil d'aluminium Revêtement 100% Polyester	Tissu 100% coton	 82 % Tencel 18 % Polyuréthane		
Thermoregulation	NON	NON	NON	NON	OUI		
Lavage machine	NON	OUI	NON	NON	OUI		

Guide de choix ACCESSOIRES DE LITERIE



	ALÈSE DOUCEUR	DRAP DESSUS/DESSOUS	DRAP HOUSSE PVC	DRAP HOUSSE DERMALON	DRAP HOUSSE PU BOUCLETTE	DRAP HOUSSE TENCEL
Composition	100% polyester, Rabats 100% coton	50% coton, 50% polyester	100% polychlorure de vinyle	100% polychlorure de vinyle	PU, recouvert d'un film Polycoton bouclette	82 % Tencel, 18 % Polyuréthane
Largeur	85 et 90 cm	90 cm	90 et 140 cm	90 et 140 cm	8 dimensions : de 70 cm à 160 cm	8 dimensions : de 70 cm à 160 cm
Longueur	90 et 120 cm	-	190 et 200 cm	190 et 200 cm	190/200 cm	190/200 cm
Hauteur	-	-	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Points forts	Avec ou sans rabat	2 coloris : blanc/bleu offre pack	2 finitions 120gr/m ² et 130 gr/m ²	Toucher soft anti-acarien	anti-acarien	thermosensible anti-acarien
Lavage						