



# XXL DIVISYS

Le lit XXL DIVISYS a été conçu selon le principe ERGOFIX. Grâce à sa largeur de 120 ou 140 cm et à sa robustesse, il permet de répondre aux besoins des patients bariatriques. Il s'appuie sur un système breveté de montage et de démontage.



 **CODE LPPR**  
Location : 1249523  
Achat : 6231746

 **5 ANS** GARANTIE  
Mécanique, électrique  
et télécommande

 **2 ANS** GARANTIE  
Panneaux  
et accessoires

## L'obésité en France

*L'obésité concerne 17% des adultes en France (13% dans le monde).*

*Elle peut être accompagnée de nombreuses complications :*

- Diabète de type 2
- Maladies cardiovasculaires
- Hépatiques
- Rénales
- Cancers
- Respiratoires
- Articulaires
- Dermatologiques

Source : INSERM

Photos non contractuelles

## LES + PRODUIT

### PRÉVENTION DES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES ET ERGONOMIE

Principe de montage et démontage ergonomiques.

Amplitude de hauteur variable de 35 à 81 cm.

### CONFORT ET HYGIÈNE

Sommier divisible à lattes métalliques soudées

Nouveau boîtier de contrôle CA40 réduisant

les nuisances sonores et vibratoires.



### LATTES MÉTALLIQUES

Sommier divisible à lattes métalliques soudées



### DIFFÉRENTES FINITIONS

Différentes finitions pour le piétement du Lit :

Sur Roues / Sur roues avec jupe / Sur pieds fixes avec jupe.

Désignation		XXL DIVISYS
Sommier		120 x 200 cm / 140 x 200 cm
Relève-jambes		Version C : inclinaison de 12° maximum par crémaillère Version P : plicature des genoux 23° et 16° réglage des pieds par crémaillère
Capacité levage		Charge de fonctionnement en sécurité : 315 kg Poids patient maximum 270 Kg / Accessoires 15 Kg / Matelas 30 Kg
Roues		Ø 100 mm à freins sans pare fil
Motorisation		LINAK IP 66 Télécommande verrouillable
Poids dispositif	Version C	100kg / Version P : 106kg
	Version C	105kg / Version P : 113kg

### OPTIONS

