

WIN CARE

#PrevencionEsWinncare



¿Qué importancia tiene el
contacto con el mar para la
salud de los pacientes?

El contacto con la naturaleza ofrece numerosas oportunidades para promocionar la salud y prevenir la enfermedad, además de tener impacto terapéutico y rehabilitador.

Beneficios



Impacto positivo sobre la salud mental y el bienestar emocional.



Los minerales del agua del mar ofrecen efectos terapéuticos para la piel.



Facilita la circulación de la sangre en el cuerpo.



Contribuye a una mejora de los patrones de sueño, a la reducción del estrés y al progreso en el estado de ánimo y la autoestima.



Evita el aislamiento y establece comunidades más inclusivas.

() Los estudios demuestran que los entornos naturales como las playas ofrecen más beneficios para las personas que los gimnasios, los lugares de entretenimiento y el entorno urbano construido.*

¿Qué elementos debe tener una playa accesible?

- Aparcamientos reservados para personas con discapacidad.
- Acceso al entorno de la playa con rampas.
- Pasarelas hasta la orilla de la playa.
- Boyas y redes.
- Vestuarios, aseos y duchas adaptados.
- Socorristas y personal de apoyo.
- **Productos de apoyo disponibles para personas con discapacidad.**




SILLA MARINA

Producto de apoyo destinado a facilitar el acceso a las playas y al baño a personas con algún tipo de discapacidad que afecte su movilidad.



Diseño y comodidad

Fabricada con **materiales de alta resistencia**, de **fácil limpieza**, se desmonta y **se pliega rápidamente** para su transporte o almacenamiento.



Gran flotabilidad y estabilidad

Dispone de dos apoyabrazos flotadores y de ruedas anchas que permiten el **desplazamiento sobre cualquier terreno**.



Confortable y fácil uso

Facilita la transferencia de personas con movilidad reducida para bañarse o descansar en una posición muy confortable.

COMPONENTES PRINCIPALES DE LA SILLA



Respaldo, Asiento y Reposapiés

Son de malla de poliéster favoreciendo el desalojo del agua y de la arena y mayor ventilación y confort de la persona sentada



Apoyabrazos flotadores

Permiten una flotación adecuada dentro del agua.



Ruedas anchas

Permiten el desplazamiento sobre cualquier terreno y que la silla no se hunda en la arena.



Tirador

Debe ser usada con la asistencia de otra persona, respetando las precauciones de seguridad y normas vigentes