



LUNA SKY
PIENSA CON INTELIGENCIA,
LLEGA MÁS ALTO

EXPERIENCIA EN PRODUCTO

SOLUCIONES TERAPÉUTICAS

EXPERIENCIA EN SERVICIOS


WIN  CARE

LUNA SKY

PIENSA CON INTELIGENCIA, LLEGA MÁS ALTO

Durante casi dos décadas, la grúa de techo Luna ha contribuido a que el traslado y la elevación de pacientes sean mucho más sencillos y menos agotadores para el personal sanitario de todo el mundo. La mayoría de las habitaciones cumplen los requisitos para una instalación de grúa de techo estándar, pero de vez en cuando una altura de techo baja dificultará las transferencias de pacientes con una instalación estándar. Pero para hacer frente a ese reto específico y ganar mucha más altura de elevación, hemos diseñado la grúa Luna Sky.

Standard LUNA vs. LUNA SKY



Mayor altura de elevación

Luna Sky amplía el abanico de posibilidades para el traslado de pacientes; con Luna Sky hemos aumentado la altura de elevación hasta 275 mm, lo que ahora permite abordar trabajos que antes no eran adecuados para la instalación de grúas de techo debido a una altura de techo demasiado baja.

Esto hace que Luna Sky sea la elección perfecta para lugares con techos y puertas bajos.


El cielo es el límite

La grúa de techo Luna Sky de Winnicare puede utilizarse en muchos contextos y es la solución ideal para lugares y salas con techos de poca altura, por ejemplo:

- Conexiones de puertas (de habitación a habitación)
- Ambulancias, coches y caravanas
Cuartos de baño
- Camas de cuidados en posición elevada o camas con dispositivos motorizados de giro del paciente
- Soportes para tratamientos en altura

Lo más destacado

- - Compatible con todo tipo de instalaciones, incluidas las curvas y los conectores de puerta
- Las mismas piezas de repuesto que Luna
- Fácil mantenimiento
- Cambio rápido de la barra separadora
- Control manual intuitivo y sencillo
- Capacidad máxima: 200 kg
- Clasificación IPx4 - ideal para cuartos de baño
- N° de artículo: 015-03045



EXPERIENCIA EN PRODUCTO

SOLUCIONES TERAPÉUTICAS

EXPERIENCIA EN SERVICIOS



winncare.com