



ARNÉS ESPALADA BAJA

Medio arnés de apoyo, que permite un buen contacto entre el usuario y el cuidador.

USABILIDAD

- Para usuarios con un buen control de la parte superior del cuerpo.
- Se utiliza para transferencias desde una posición sentada o semisentada.
- Se utiliza para transferencias en grúas móviles y fijas.

CARACTERÍSTICAS

- El arnés se utiliza para transferir al usuario desde una silla de ruedas/silla.
- El arnés proporciona un buen soporte bajo el muslo y la parte posterior de la pelvis hasta el omóplato.
- El arnés garantiza una buena postura erguida que facilita la colocación correcta del usuario.
- El arnés tiene una gran abertura alrededor de la parte inferior del cuerpo que facilita el aseo personal y el cambio de ropa.
- Correas acolchadas divididas para las piernas.
- Abertura media del asiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SWL: 275 kg

Material: Polyester

Tallas XS-S-M-L-XL-XXL

REFERENCIAS

	Item number
XS	009-09633
S	009-09634
M	009-09635
L	009-09636
XL	009-09637
XXL	009-09638



GUÍA TALLAS ARNESES

- El arnés tiene una cinta de color en la parte superior de la espalda con la marca de la talla y la línea media, que garantiza la correcta colocación del arnés.
- El código de colores aparece en la tabla de tallas.
- La imagen siguiente muestra un código de color rojo, lo que significa que el arnés es de talla S (pequeña):



	XS	S	M	L	XL	XXL
Y (hip measurement)	37 cm	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm	78 cm
X (measurement from neck to lower back)	50 cm	55 cm	66 cm	75 cm	75 cm	75 cm



Para más especificaciones, consulte el manual técnico. Todas las cifras y medidas son orientativas y pueden diferir en situaciones reales. WinnCare Nordic se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso. Las fotos de los productos pueden incluir accesorios. Consulte a su distribuidor para obtener más información

PARA MAYOR INFORMACIÓN:

winncare.es

E-mail: info@winncare.es

WIN  CARE

