

*Las bases pueden ser ubicadas a una distancia máxima de 50 cm y mínima de 15 cm del borde de la piscina.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- **2 tipos de bases de rotación:** para empotrar en el hormigón y para atornillar directamente al suelo.
- **Rotación de la percha de 360°**
- Caja de control con **parada de emergencia** e indicador de carga integrado.
- Alarma sonora: indicación de batería baja.
- **Sistema de bajada de emergencia eléctrico y manual. 3 modelos de arneses talla M**
- Estructura metálica de **acero inoxidable recubierto pintura epoxy**.
- **La batería es desmontable y recargable. Cargador externo.** Peso: 36,35 Kgs.
- **Norma: REG. EU.2017/745**



POOL E-185

30 ≤ 185 kg

La grúa Pool E185 está diseñada para su uso en piscinas, Para la transferencia de los usuarios de la silla de ruedas a la piscina.


Ergonómica: recoge a una persona del suelo, rango de elevación hasta 2,10 m.

Fácil manejabilidad gracias a sus anchas empuñaduras.

Robusta: gracias a los materiales utilizados y al motor **LINAK**. Acero inoxidable recubierto con imprimación y pintura epoxy



https://youtu.be/SSFkApCP_RQ?si=g1D09pGHpz8mF4P6



Batería desmontable

- 1 Indicador de carga
- 2 Pulsador de parada de emergencia
- 3 Bajada de emergencia eléctrica



Base empotrable



Base atornillable