

Conforme a las normas:  
UNE-EN 12182  
UNE-EN 12183  
Reglamento 2017/745  
ISO 7176-22:2000



## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- **Respaldo, Asiento y Reposapiés** Son de malla de poliéster favoreciendo el desalojo del agua y de la arena y mayor ventilación y confort de la persona sentada. La tela del asiento es de fibra de poliéster recubierta de PVC. **Peso de la silla: 31,7 Kg.**
- **Apoya brazos flotadores**, permiten una flotación adecuada dentro del agua.
- **Ruedas anchas**; permiten el desplazamiento sobre cualquier terreno y que la silla no se hunda en la arena. Diámetro: 380mm. **Presión de inflado: 2 Kg/cm3.**
- **El tirador**; debe ser usado con la asistencia de otra persona, respetando las precauciones de seguridad y normas vigentes.

# SILLA MARINA ANFI

**Marina** es una silla de ruedas de playa de alta calidad que proporciona a los usuarios de sillas de ruedas una manera más fácil de acceder y navegar por la playa.

**Confortable y fácil uso:** facilita la transferencia de personas con movilidad reducida para bañarse o descansar en una posición muy confortable.

**Los reposabrazos** están hechos de materiales flotantes que permiten que la silla flote completamente en el agua.

 30 ≤ 130 kg



<https://www.youtube.com/watch?v=B4ke7DQV5pA>

## BENEFICIOS DEL MAR PARA LA SALUD

(\*) Los estudios demuestran que los entornos naturales como las playas ofrecen más beneficios para las personas que los gimnasios, los lugares de entretenimiento y el entorno urbano construido.

- Los minerales del agua del mar ofrecen efectos terapéuticos para la piel.
- **Facilita la circulación** de la sangre en el cuerpo.
- Contribuye a una mejora de los patrones de sueño, a la reducción del estrés y al progreso en el estado de ánimo y la autoestima.
- Impacto positivo sobre **la salud mental y el bienestar emocional.**

WIN  CARE

(\*) [https://www.researchgate.net/publication/220008998\\_Effect\\_of\\_environmental\\_conditions\\_on\\_perceived\\_psychological\\_restorativeness\\_of\\_coastal\\_parks](https://www.researchgate.net/publication/220008998_Effect_of_environmental_conditions_on_perceived_psychological_restorativeness_of_coastal_parks)