



## UNIVERSAL HAMMOCK con apoyo cabeza

Arnés único con soporte para todo el cuerpo y gran comodidad.

### USABILIDAD

- Para usuarios menos activos, que permanecen sentados durante períodos más largos.
- Para transferencias desde una posición tumbada.
- Para transferencias en grúas móviles y fijas.

### CARACTERÍSTICAS

- El arnés transfiere al usuario desde la posición de tumbado o desde la cama o la bañera.
- El arnés proporciona un buen apoyo del cuerpo, lo que da al usuario una sensación de seguridad durante las transferencias.
- El arnés garantiza una posición sentada erguida que contribuye a una colocación correcta del usuario.
- El arnés con soporte para la cabeza está diseñado para usuarios que necesitan un soporte adicional para la parte superior del cuerpo y la cabeza.
- El arnés está disponible con apertura para inodoro, lo que facilita las tareas del cuidador.
- El arnés está fabricado con malla de poliéster, perfecta para el baño.
- La hamaca universal tiene correas para las piernas sin dividir

### ESPECIFICACIONES

SWL: 275 kg

**Material:** Polyester Mesh

**Tallas:** XS-S-M-L-XL-XXL

### REFERENCIAS:

Universal Hammock malla con apoyo cabeza malla poliéster

	Referencias
<b>XS</b>	009-09683
<b>S</b>	009-09684
<b>M</b>	009-09685
<b>L</b>	009-09686
<b>XL</b>	009-09687
<b>XXL</b>	009-09688




## GUÍA DE TALLAS PARA ARNESES


El arnés tiene una cinta de color en la parte superior de la espalda con la marca de la talla y la línea media, que garantiza la correcta colocación del arnés.

El código de color aparece en la tabla de tallas.

La imagen siguiente muestra un código de color amarillo, lo que significa que el arnés es de la talla M (mediana):



	XS	S	M	L	XL	XXL
<b>Y</b> (hip measurement)	37 cm	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm	78 cm
<b>Z</b> (measurement from head to lower back)	75 cm	80 cm	91 cm	100 cm	100 cm	100 cm



Para más especificaciones, consulte el manual técnico. Todas las cifras y medidas son orientativas y pueden diferir en situaciones reales. WinnCare Nordic se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso. Las fotos de los productos pueden incluir accesorios. Consulte a su distribuidor para obtener más información.

### PARA MAYOR INFORMACIÓN

[winncare.es](http://winncare.es)

E-mail: [info@winncare.es](mailto:info@winncare.es)

