




GUÍA SELECCIÓN DE CAMAS

FABRICATION FRANÇAISE



ENTORNO DE APLICACIÓN	Camas de apoyo a domicilio				Camas Articuladas para parejas	Camas Articuladas bariátrico	Camas articuladas para comunidades			Camas hospitalaria	Camas articulada para infante	
	1 & 2 Cuidados hospitalarios intensivos o de corta duración	Urgencias	Urgencias	Urgencias	SSR / CRRF	- / SSR/CRRF, MCO	SSR	SSR	- / SSR / CRRF	SSR / CRRF	Diálisis, SSR/CRRF, MCO	MCO
3 Cuidados de larga duración en un establecimiento especializado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
4 Atención domiciliaria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
5 Atención a pacientes externos (ambulatorios)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Funciones Proclive / Déclive	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗
Personas con riesgo de caída	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
Ancho / Bariátrico	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Peso Paciente (Kg)	135	135	270	135	270	270	135	135	185	185	270	70
CFS (kg)	170	170	315	170	315	315	170	170	220	220	315	115
Largo somier (cm)	90	90	120 o 140	90	140 o 160	120 o 140	90	100	90	100	120	80
Longitud del somier (cm)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	170
Amplitud altura variable (cm)	34 - 84	24 - 80	35 - 81	34 - 84	34 - 74	35 - 81	24 - 80	24 - 80	25 - 80	25 - 80	24 - 72	30 - 76

WINNCARE France
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Péit (France)



Dispositivos médicos de clase I

