



## MEDI REPOS

Las sillas **MEDI REPOS**® facilitan la transferencia de la cama a la silla y garantizan que los pacientes descansen cómodamente.

Inclinación  
de hasta  
40°



 ≤ 135kg



# Las ventajas :

## PRÁCTICO

- ▶ Respaldo reclinable a gas 40°.
- ▶ Palancas de inclinación del respaldo a ambos lados.
- ▶ Pequeñas ruedas de movilidad en las 2 patas traseras.

## ESTÉTICO

- ▶ El revestimiento del asa maciza está teñido o lacado para proteger la madera y facilitar su mantenimiento.
- ▶ Colores a elegir según nuestra carta de colores (ver carta de colores).
- ▶ Revestimiento de PVC según nuestra carta de colores (ver carta de colores).



Asas bilaterales para reclinarse el respaldo



Ruedas de transferencia



	ASIENTO				RESPALDO	REPOSABRAZOS	HORS TOUT		
	Anchura (entre reposabrazos)	Profundidad	Altura suelo/asiento	Profundidad del cojín	Altura	Altura	Anchura	Altura	Profundidad
MEDI REPOS	52 cm	48 cm	46 cm	10 cm	73 cm	66/59 cm	69 cm	117 cm	74 cm
POUF	43 cm	47 cm	45 cm	10 cm	-	-	48 cm	45 cm	51 cm