

Luna control manual y cargador

IPx7 conector de bloqueo de tornillo: Un mecanismo seguro y confiable para conectar el control manual a la grúa Luna.

- El control manual de la LUNA tiene un diseño ergonómico y excepcionalmente funcional
- El cargador Luna se puede montar en cualquier pared. Esto garantiza una estación de carga permanente y estable..
- El cargador Luna también se puede montar en otros productos Ergolet, como Luna Trolley o sistemas Mobile Flex de 2 y 4 postes.

Permanente y estable cargando

Scan QR y veras Luna video, del producto guía rápidat, y las instrucciones de uso



ergolet

Control manual modelos

- El control manual ahora está disponible en clase de protección IPx4 e IPx7. IPx4 tolera la exposición a la ducha. IPx7 tolera la inmersión total en agua.
- El control manual IPx4 tiene salida de cable superior o inferior opcional. El control manual IPx7 tiene salida de cable inferior.



Modelo (clase): IPx4
Cable salida: SALIDA INFERIOR

Cable length: 1320mm (ítem no. 015-03101)
Cable length: 1620mm (ítem no. 015-03102)
Cable length: 1900mm (ítem no. 015-03103)

Tolera: Exposición a la ducha

Modelo (clase): IPx7
Cable salida: SALIDA INFERIOR

Cable length: 1320mm (015-03109)

Tolera: Full inmersión al agua

Modelo (clase): IPx4, 2 canales
Cable salida: SALIDA INFERIOR

Cable length: 1320mm (ítem no. 015-03106)
Cable length: 1620mm (ítem no. 015-03107)
Cable length: 1900mm (ítem no. 015-03108)

Tolera: Exposición a la ducha

Model (class): IPx4
Cable exit: SALIDA SUPERIOR

Cable length: 1320mm (ítem no. 015-03105)

Tolera: Exposición a la ducha

Modelo (clase): IPx4, 2 canales
Cable salida: SALIDA SUPERIOR

Cable length: 1320mm (ítem no. 015-03110)
Cable length: 1620mm (ítem no. 015-03111)
Cable length: 1900mm (ítem no. 015-03112)

Tolera: Exposición a la ducha



2 canales :
 2 botones adicionales para equipamiento adicional, como Ergo Trainer o percha eléctrica

All protection class tests are carried out by TÜV.



MDD93/42/EEC
 Class I

