

# Luna Twin

De 275 Kg a 400 Kg

- simple y fácil de convertir

Luna Twin es una grúa combinada, que consta de dos unidades Luna individuales (cada una con una capacidad de elevación de 275) y al combinar las dos unidades, se obtiene Luna Twin con una capacidad de elevación de 400 kg.

Con Luna Twin, solo tiene que tener un tipo de grúa en stock, independientemente de si necesita una grúa estándar (275 kg) o bariátrica (400 kg).

## Facil de instalar y sin herramientas

1. Fije la barra distanciadora entre la parte superior de las unidades. A continuación, monte las unidades Luna en el carril y asegúrese de que ambas correas tienen la misma longitud y conecte el cable gemelo a las unidades.
2. A continuación, fije la barra de distancia a las correas entre las dos unidades Luna
3. Fije la percha de 2 puntos especialmente diseñada con ganchos patentados a la barra distanciadora.

Luna Twin se controla mediante un mando manual (conectado a una de las unidades). Ajuste las correas utilizando el control manual (también durante la transferencia, si es necesario).

La barra separadora de 2 puntos puede sustituirse fácilmente por la barra separadora flexible de 4 puntos con función de bloqueo por fricción, que garantiza que la barra separadora no gire involuntariamente durante la transferencia.

La barra separadora de 4 puntos está disponible en tres tamaños:

36 cm, 48 cm y 58 cm.

También es posible acoplar una barra de separación con báscula a la Luna Twin.

## Key standard functions

- Capacidad de carga de 275 y 400 kg
- Barra separadora con ganchos patentados
- Función de arranque y parada suave
- Descenso de emergencia (motorizado y manual)
- Unidades Luna y control manual clasificados IPx4



2 x Luna  
Twin  
275 kg



Luna  
Twin  
400 kg

De individual a doble  
De 275 a 400 kg.  
Instalación en 5 minutos. Sin  
herramientas.



Model	Item number
Luna Twin 275 kg (1 unit)	015-03040
Luna Twin 400 kg (2 units) incl. barra distanciadora y percha	015-03042
Accessories *	Item number
Hand control IPx4	015-03120
Percha para Luna Twin	015-02202
Percha 36 cm, 4-point	015-02036
Percha 48 cm, 4-point	015-02037
Percha 58 cm, 4-point	015-02038
Barra de distancia o Luna Twin	016-02202
Barra de distancia para Luna Twin	015-02200

\* See separate brochure for hand control, spreader bars, weigh scale and slings.

## TECHNICAL SPECIFICATION

	Single	Twin
Max. lifting capacity	275 kg	400 kg
Strap length	2200 mm	2200 mm
Weight	6,7 kg without spreader bar	2 x 6,7 kg without spreader bar
Length/height	320 x 130 mm	720 x 130 mm
Batteries	36 V, lead/acid	36 V, lead/acid
Charging	100- 240 V, 0,5 A	100- 240 V, 0,5 A
Chassis	High impact, moulded ABS	High impact, moulded ABS
Noise (LWA)	During lifting/lowering without load: 48dB(A)	During lifting/lowering without load: 48dB(A)
Noise (LWA) max load	During lifting/lowering: 52dB(A)	During lifting/lowering: 52dB(A)
Full charging time	4,5 hours	4,5 hours
Lifting speed	39 mm/sec. with 90 kg weight	39 mm/sec. with 90 kg weight
Lifts per charge:	80 lifts	80 lifts
Protection class	IPx4	IPx4

- Soft start / stop
- Battery status indicated by light and sound
- Beskyttelse mod overbelastning
- Emergency stop via hand control



All protection class tests performed by TÜV.



Con Luna Twin también es posible la transferencia de habitación a habitación. Solo tiene que deslizar el ascensor Luna Twin a través del conector de puerta único de Ergolet .

Consult the Technical manual for further specifications. All figures and measurements are for guidance only and may differ in actual situations. WinnCare reserves the right to changes without notice.

Product photos may include accessories. If you have any questions, please consult your dealer.

**CE** MDD93/42/EEC  
Class I

WinnCare  
Taarnborgvej 12C  
4220 Korsoer  
Denmark  
tel. +45 70 27 37 20  
e-mail: info@winnCare.dk

[www.winnCare.com](http://www.winnCare.com)

**WIN CARE**